#### **FICHA TECNICA**

## Medtronic

#### **FLEXON**

LAT-CO-SI-0001-R0

### **ELECTRODO DE ESTIMULACIÓN CARDIACA TEMPORAL**

Página 1 de 3

#### 1. Información General



Producto (Según Registro Sanitario)

Flexon multifilament temporary cardiac pacing lead

Nombre Comercial

Marcas

Fabricante Legal

Número de Registro Sanitario

Fecha de expiración del Registro Sanitario

Clasificación del riesgo

Código GMDN

/Electrodo de estimulación cardiaca temporal

multifilamento Flexon

Flexon Electrodo de Estimulación Cardiaca Temporal

Flexon, Covidien, Medtronic

Medtronic INC, USA

INVIMA 2016DM-002043-R2

2-Noviembre-2026

Ш

45966

#### 2. Especificaciones

Composición

Presentación Comercial

Condiciones de Almacenamiento

Acero inoxidable multifilamento recubierto con politetrafluoroetileno (PTFE)

Caja x 1, 2 o 3 Docenas

Temperatura: 20-25C

Humedad relativa permanente: Máximo 65%

No exponerse a la luz solar directa, ni luces brillantes. Almacenarse en estibas de madera o plástico a 10cm

del suelo.

Método de esterilización Óxido de Etileno

Vida Útil Referencias 5 Años

#### **FICHA TECNICA**

## **Medtronic**

#### **FLEXON**

LAT-CO-SI-0001-R0

# ELECTRODO DE ESTIMULACIÓN CARDIACA TEMPORAL

Página 2 de 3

Referencia	Descripción			
8886258643	Flexon™ Multifilament Temporary Cardiac Pacing Lead			
8886258961	Flexon™ Multifilament Temporary Cardiac Pacing Lead			
8886258961	Flexon™ Multifilament Temporary Cardiac Pacing Lead			
8886258963	Flexon™ Multifilament Temporary Cardiac Pacing Lead			
8886258963	Flexon™ Multifilament Temporary Cardiac Pacing Lead			
8886259143	Flexon™ Multifilament Temporary Cardiac Pacing Lead			
8886259143	Flexon™ Multifilament Temporary Cardiac Pacing Lead			
8886259243	Flexon™ Multifilament Temporary Cardiac Pacing Lead			
8886259243	Flexon™ Multifilament Temporary Cardiac Pacing Lead			
8886259363	Flexon™ Multifilament Temporary Cardiac Pacing Lead			
8886259363	Flexon™ Multifilament Temporary Cardiac Pacing Lead			
8886259763	Flexon™ Multifilament Temporary Cardiac Pacing Lead			
8886259763	Flexon™ Multifilament Temporary Cardiac Pacing Lead			
8886261553	Flexon™ Multifilament Temporary Cardiac Pacing Lead			
8886261553	Flexon™ Multifilament Temporary Cardiac Pacing Lead			
8886261753	Flexon™ Multifilament Temporary Cardiac Pacing Lead			
8886261753	Flexon™ Multifilament Temporary Cardiac Pacing Lead			
8886262353	Flexon™ Multifilament Temporary Cardiac Pacing Lead			
8886262353	Flexon™ Multifilament Temporary Cardiac Pacing Lead			

#### 3. Descripción del Producto

Indicaciones de Uso

Está indicado para uso en estimulación eléctrica temporal y detección auricular o ventricular durante y después de la cirugía cardiaca.

### **DESCRIPCIÓN**

El producto presenta las siguientes características:

- Fuerza excepcional con gran flexibilidad de la hebra.
- No magnético y electro pasivo en líquidos intracelulares.
- Recubrimiento del acero brindando mayor seguridad.

#### **FICHA TECNICA**



### **FLEXON**

LAT-CO-SI-0001-R0

# ELECTRODO DE ESTIMULACIÓN CARDIACA TEMPORAL

Página 3 de 3

#### **ESPECIFICACIONES GENERALES**

• Estructura: Multifilamento Trenzado

Color: Blanco o AnaranjadoFuerza Tensil: No Aplica

• Calibres: 0 a 3/0

NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL INSERTO DEL PRODUCTO

Originado por: Nombre: Martha L. Morales T. Cargo: Assoc. Regulatory Affairs Specialist Regulatory Affairs	Fecha: 04-Ago-17	Aprobado por: Nombre: Juan Hariet Bolaños R. Cargo: Sr. Regulatory Affairs Supervisor Regulatory Affairs	Fecha: 04-Ago-17
Revisado por: Nombre: Maria Mercedes D´leman Cargo: Product Specialist Andean Region Surgical Innovation	Fecha: 04-Ago-17		