



HOJA DE SEGURIDAD

JERINGA PARA INSULINA GLUCOQUICK® 0.5ML 31G X 6 MM

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	JERINGA PARA INSULINA GLUCOQUICK® 0.5ML 31G X 6 MM
Código	500000270
Teléfono de Emergencia:	3719920 – 3719921

INFORMACION PRELIMINAR

Tipo: AGUJA

Calibre: 30G y 31G.

COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Cánula: Fabricada en acero resistente a la corrosión. En su extremo posee un bisel tridimensional largo y siliconado, lo cual permite una punción no traumática para el paciente, su función es penetrar al tejido, permitiendo así la entrada de soluciones al organismo.

Adhesivo: Resina polimétrica que se utiliza para fijar la cánula a la base de la aguja.

Silicona: Lubricante que se aplica en la parte externa de la cánula, para disminuir el trauma de penetración.

Protector de la aguja: Fabricado en polipropileno traslúcido grado médico, su función es proteger la cánula hasta la utilización del producto.

Citotoxicidad (ISO 10993-5): No citotóxico.

Irritación (ISO 10993-10): No irritación.

Sensibilización (ISO 10993-10): No sensibilización.

Resistencia a la corrosión (ISO 7153-1): Resistencia a la corrosión.

Esterilidad (ISO 11135-1): Estéril

El periodo valido de esterilidad para las Jeringas GlucoQuick® es de cinco (5) años

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Advertencias Generales No se conocen efectos negativos para la salud de las personas expuestas a este producto.

El mayor peligro de este producto lo constituye el riesgo biológico que puede generar al no realizar una correcta disposición final.

PRIMEROS AUXILIOS

General:

Contacto con los ojos Obtener ayuda médica de inmediato.



HOJA DE SEGURIDAD

JERINGA PARA INSULINA GLUCOQUICK® 0.5ML 31G X 6 MM

Ingestión	Obtener ayuda médica de inmediato.
INFORMACIÓN PARA CASO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN	
Medios de extinción	Utilizar niebla de agua, espuma, dióxido de carbono, químico seco.
Medidas para el Combate de Incendios:	Como en cualquier incendio, use un aparato de respiración autónomo, MSHA / NIOSH (aprobado o equivalente) y ropa protectora para evitar el contacto con la piel y los ojos.
Peligros inusuales de Incendio:	Ninguno(a).
MANEJO Y ALMACENAMIENTO	
Almacenamiento	El empaque de Jeringas GlucoQuick® debe ser puesto en un cuarto bien ventilado y seco y no debe estar mezclado con material virulento, dañino o corrosivo.
CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL	
Ventilación Local:	No debe necesitarse alguno(a).
Ventilación General:	Recomendado(a).
INFORMACIÓN ECOLÓGICA	
Precauciones medio ambientales	Se manifiesta que para los productos Jeringas GlucoQuick® se aplicarán las normas locales de disposición de desechos.
SECCIÓN 16: INFORMARON ADICIONAL	
Fecha de elaboración de la MSDS	2016-03-15

Nota: La información anterior se proporciona a manera de orientación y es proporcionada sin ningún tipo de garantía. Está basada en fuentes consideradas veraces, y acatarla o no depende exclusivamente del usuario. El propósito de esta información es únicamente describir las medidas de seguridad en el manejo del producto, y por lo tanto no constituye una garantía sobre las propiedades del mismo. Es responsabilidad del usuario evaluar la información de forma prudente y utilizarla según su propósito particular.