


FOTO JERINGA INSULINA 1 ML 31G X 6MM




GlucoQuick®

JERINGA PARA INSULINA

Precauciones:

- Este producto es estéril.
- Se esteriliza usando óxido de etileno.
- Almacene en un lugar fresco y seco.
- Manténgase alejado de la luz solar, el calor y la humedad.
- Este es un dispositivo de un solo uso, su reutilización es un riesgo de contaminación, infección o dolor.

Contáctenos:
www.diabetrics.com
Lláme gratis en:
Colombia al 018000 510361



GlucoQuick®

JERINGA PARA INSULINA



- No tóxica
- Estériles
- Libre de pirógenos
- No reutilizable

U-100
1 mL
6mm
x 31G

100
Unidades

Fabricado por:
PROMISEMED HANGZHOU MEDITECH CO., LTD.
No.1388 Cangxing Street, Cangqian Community, Yuhang District, Hangzhou City, 311121
Zhejiang, China.
Para **PROCAPS S.A.** Calle 80 No. 78B-201. Barranquilla, Colombia.
Importado por: Colombia: **PROCAPS S.A.** Calle 80 No. 78B-201. Barranquilla, Colombia.
Comercializado por:
Colombia: **DIABETRICS HEALTHCARE S.A.S.**
Línea de atención al cliente: 018000510361
Importado y Distribuido por:
Bolivia: Promedical S.A. Av. Cristo Redentor Km 2 ½.
Calle 8 No. 96 entre 3er y 4to anillo.
Telef: (591-3) 343 2465 – 345 9359
Fax: (591-3) 311 7660. Santa Cruz de la Sierra – Bolivia.
Perú: Unimed del Perú S.A. Calle Los Libertadores 155, Piso 6 y 7.
San Isidro, Lima –Perú. R.U.C. 20253768119. Teléfono: 6115500
El Salvador: Laboratorios López S.A. de C.V. Boulevard del Ejército Nacional, Km 5 ½,
San Salvador, El Salvador, C.A. Teléfono: (503) 2227 – 1934.
Venezuela: Laboratorios Vivax Pharmaceuticals C.A.
Final Calle Vargas, Edif. Centro Bermer,
Torre Este, Piso 2. Boleíta Norte, Caracas, Venezuela.
Teléfonos: 2036706 – 2036707

EC REF Medical Technology Promedt Consulting GmbH.
Altenhofstrasse 80 66386 St. Ingbert Germany.

Registro Sanitario No. INVIMA 2021DM-0023098 Colombia.
Registro Sanitario No. Bolivia.
Registro Sanitario No. Perú.
Registrado en el M.P.P.S. bajo el No. Venezuela.
El Salvador inscrito en la DNM bajo el No.



Powered by
PROCAPS