



# Cortador Quirúrgico de Vello Clipper Nueva Generación 9681



## Hoja Técnica

### Descripción:

Cortador quirúrgico de Vello eléctrico con cuchillo cortador de un solo uso, desechable, lo que reduce el riesgo de contaminación cruzada.

Diseñada para reducir el riesgo de infecciones asociadas con las técnicas de rasurado convencional con hoja de afeitar.

Asegura una técnica adecuada de corte. Bloqueo de funcionamiento cuando la angulación es inadecuada.

Cuchillo con mayor ancho de corte.

El modelo es liviano y ergonómico.

El cortador quirúrgico de vello Clipper® minimiza los cortes, tirones y rasguños.

### Usos:

Remueve el vello corporal y de cabeza de los pacientes, como preparación para la cirugía.

### Beneficios:

- Diseño minimiza cortes y rasguños en la piel del sitio quirúrgico. (cuantificado por estudio clínico)
- Cuchillo de corte única para todo tipo de procedimientos.
- Remueve todo tipo de vello en una sola pasada; fino, grueso (cuerpo y cabeza)
- Puede usarse con pelo seco o mojado.
- Fácil colocación y remoción de la hoja de corte por deslizamiento.
- Requiere de un menor tiempo de corte.
- Cortador Quirúrgico con visor de carga.
- Batería de litio que permite funcionamiento a por más tiempo.
- Provee 160 minutos de operación inalámbrica continuada, con una recarga de 3 horas.
- Fácil limpieza y desinfección. Cortador quirúrgico completamente sumergible.

| Código | Descripción Producto                                                     | Empaque          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 9681   | Cortador Quirúrgico de Vello Clipper Nueva Generación para cuchillo 9680 | 1 Unidad         |
| 9680   | Cuchillo para Cortador Quirúrgico de Vello Clipper Nueva Generación 9681 | 50 Unidades/Caja |
| 9683   | Cargador para Cortador Quirúrgico de Vello Clipper Nueva Generación 9681 | 1 Unidad         |



### Para mayor información:

**3M** Centro de Atención al Consumidor

**600-300-3636**

E-mail: [atencionconsumidor@3m.com](mailto:atencionconsumidor@3m.com)