

Cutimed® **Gel**

Hidrogel para el debridamiento autolítico de heridas.

Descripción _

Hidrogel transparente y amorfo. Favorece el ambiente húmedo en la herida. y el debridamiento autolítico de las heridas necróticas o esfaceladas. Contiene un aplicador adicional para heridas profundas.

Características _

- Consistencia y viscosidad óptimas, altamente cohesivo; se mantiene en su lugar mientras esté cubierto con un apósito secundario.
- Efecto hidratante.
- Estimula el debridamiento autolítico.
- Debe ser reaplicado cada 3 días o dependiendo de la fase de la herida y de la cantidad de exudado.
- Fácil de extraer del lecho de la herida, se lava fácilmente por irrigación simple sin dejar residuos.
- Compatible con apósitos secundarios; se puede cubrir con todo tipo de apósitos, apósitos transparentes semipermeables, espumas hidrofílicas, etc, dependiendo del nivel de exudado de la herida.
- No contiene preservantes, lo que reduce el riesgo de alergias.
- Vigencia: 3 años.
- Libre de látex.

Esterilización _

•Rayos gamma.

Almacenamiento _

•En lugar fresco y seco, sin exposición a la luz directa.

Recomendaciones de uso

•Para uso en heridas secas y/o con presencia de tejido esfacelado o necrótico, que requiera debridar.

Composición

- Polímero de poliacrilato, agua y glicerina.
- · Componentes del gel:
- Carbomer 940
- · Agua purificada
- Glicerina
- EDTA sodium
- Hidróxido de sodio

Presentaciones



Procedencia

Certificaciones de calidad

ISO 9001-13485 /CE









Alemania