

Santiago, 9 mayo 2018

Estimados Clientes Presente

Por medio de la presente, la División de productos Médicos de 3M Chile quiere informar un cambio referido a todos los productos para monitoreo del proceso de Esterilización de 3M

Este cambio obedece exclusivamente a iniciativas de 3M respecto al cuidado del medio ambiente, los cuales se traducen en eliminar el Látex de Caucho Natural del producto, así como sus Solventes y el Plomo. Todo esto con el objetivo de obtener un proceso de fabricación más sostenible y amigable con el medio ambiente.

Adicionalmente, queremos informar que este cambio podría generar que el viraje de algún indicador sea ligeramente diferente, sin embargo, el indicador confirma la esterilidad del producto.

Algunos clientes han manejado esta situación evitando el apilamiento de paquetes, a modo de evitar condensación entre los elementos apilados. La condensación que entra en contacto directo con la cinta puede inhibir el cambio de color.

Es muy importante respetar las condiciones de almacenamiento de estos productos indicados por el fabricante, que usted puede encontrar en las especificaciones técnicas que vienen con el producto.

Lamentamos los inconvenientes que pudiese causar este cambio.

Carolina Rand

Product Manager IPD 3M División Médica 3M Chile S.A.