

Tubifast® 2-Way Stretch

Vendaje tubular ligero.

- El nuevo **Tubifast® 2-Way Stretch** es el primer y único vendaje tubular ligero del mundo, con elasticidad¹ radial y longitudinal. Esta característica, exclusiva, proporciona a los pacientes una completa libertad de movimientos y un confort añadido.
- Ideal para la sujeción de apósitos y protección de la piel, en cualquier parte del cuerpo. También puede usarse como protector de articulaciones y debajo de un yeso.
- **Tubifast® 2-Way Stretch** fija los apósitos en el lugar, de forma segura sin necesidad de una fijación adicional. Es rápido y fácil de usar, con menor riesgo de deshilachado² que los vendajes tubulares tradicionales.

Tubifast® 2-Way Stretch fija los apósitos de forma segura, sin constricción ni compresión.

Presentación tubular: no requiere fijación adicional.

Rápido y fácil de usar: cortar el tamaño y extender sobre el apósito.

Rápido y fácil de usar significa una reducción del riesgo de contaminación cruzada.

Menor deshilachado, para un menor riesgo de fibras en la herida²

La variedad de medidas disponibles asegura un coste efectivo minimizando el gasto.

Disponible en 5 colores con diferentes anchuras, Tubifast 2-Way Stretch ha sido diseñado para adaptarse cómodamente a las extremidades sin importar la forma o talla.

La elasticidad radial y longitudinal de Tubifast® 2-Way Stretch permite al paciente una completa libertad de movimientos y un confort añadido¹



WITH
2-WAY STRETCH™
TECHNOLOGY


Mölnlycke®

Tubifast® 2-Way Stretch

¿Cómo funciona Tubifast® 2-Way Stretch?

El nuevo Tubifast® 2-Way Stretch es fabricado con viscosa y con hilos muy finos de elastano tejidos radial y longitudinalmente, para proporcionar una excelente elasticidad. Tubifast® 2-Way Stretch fija los apósitos de forma segura, sin constricción ni compresión. No es necesaria una fijación adicional. Las dos direcciones de elongación permiten a los pacientes una completa libertad de movimientos y un confort añadido. Tubifast® 2-Way Stretch está disponible en un amplio rango de anchuras y ha sido diseñado para adaptarse cómodamente a las extremidades sin importar la forma o talla. Cada talla se identifica por una línea de color tejida en el vendaje. Es rápido y fácil de usar: cortar el tamaño y extender sobre el apósito.

Beneficios de Tubifast® 2-Way Stretch

- Fija los apósitos de forma segura, sin constricción ni compresión.
- Su elasticidad radial y longitudinal proporciona a los pacientes una completa libertad de movimientos y un confort añadido.¹
- Está disponible en una gran variedad de medidas asegurando un coste efectivo por reducción de gastos.
- Rápido y fácil de usar: corta la medida y extiéndelo sobre el apósito.
- Disponible en un rango de referencias codificadas por color dependiendo de la talla, para adaptarse tanto a miembros pequeños, como a troncos de adulto.
- Menor deshilachado para un menor riesgo de fibras en la herida.²

Indicaciones

Tubifast® 2-Way Stretch está indicado para:

- Sujeción de apósitos y la protección de la piel.
- Protección de articulaciones y debajo de yesos.
- Fijación de apósitos en áreas de difícil accesibilidad como muñones en pacientes amputados.

Composición del tejido

Viscosa, elastano y poliamida

Instrucciones de lavado



PRESENTACIONES Tubifast®

CÓDIGO		TAMAÑO		UNIDADES POR CAJA
2434	LÍNEA ROJA	3,5cm x 10mt	Brazos y piernas pequeñas	1
2436	LÍNEA VERDE	5cm x 10mt	Brazos y piernas medianas	1
2438	LÍNEA AZUL	7,5cm x 10mt	Brazos y piernas grandes	1
2440	LÍNEA AMARILLA	10,75cm x 10mt	Brazos y piernas	1
2444	LÍNEA PURPURA	20cm x 10mt	Tronco de adultos	1

REG. INVIMA

2018DM-0018813

2018DM-0018813

2018DM-0018813

2018DM-0018813

2018DM-0018813

ALMACENAMIENTO: Lugar limpio y seco
MÉTODO ESTERILIZACIÓN: No estéril
PROCEDENCIA: UK
VIGENCIA: 5 años

CERTIFICACIONES:
CE-FDA-ISO9001-ISO 13485

Distribuidor Autorizado
CROSSWELL DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.968.509-6
Carrera 38 A No. 6-54 -Cali
Calle 125 No. 21 A - 27 Of. 301 – Bogotá
e-mail: servicioalcliente@crosswellcol.com




Mölnlycke®
www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3C, SE-402 52 Göteborg, Sweden. Phone + 46 31 722 30 00. The Mölnlycke, Exufiber, Meplex, Safetac and Hydrolock trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies. © 2021 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved.