

Tubo BD Vacutainer® - Con EDTA

Características del Producto

- Tubo para extracción de sangre al vacío con sistema BD Vacutainer®.
- Con anticoagulante K₂ EDTA pulverizado según lo recomendado por CLSI.
- Material de plástico estéril de Politereftalato de etileno (PET) y paredes internas siliconizadas.
- Producto esterilizado con radiación gamma y libre de látex.
- Tapón de seguridad BD Hemogard™ (Color: Lila).
- Medidas estándar de los tubos compatibles con todos los equipos automatizados.
- Almacenamiento entre 4-25°C.



Catálogo	Material	Tamaño	Volumen	Tapón/Color	Aditivo	Presentación	Procedencia
367841	Plástico (PET)	13 x 75 mm.	2.0 ml.	BD Hemogard™ Lila	K ₂ EDTA 3.6 mg.	100	USA
367856	Plástico (PET)	13 x 75 mm.	3.0 ml.	BD Hemogard™ Lila	K ₂ EDTA 5.4 mg.	100	USA
367861	Plástico (PET)	13 x 75 mm.	4.0 ml.	BD Hemogard™ Lila	K ₂ EDTA 7.2 mg.	100	USA
367863	Plástico (PET)	13 x 100 mm.	6.0 ml.	BD Hemogard™ Lila	K ₂ EDTA 10.8 mg.	100	USA

Certificados Internacionales

- Certificado FDA to Foreign Government, No 6288-10-2012.
- Certificado de NSAI to "Quality Management System" to I.S. en ISO 13485:2003, Broken Bow, NE 68822, USA.

BD Diagnósticos - Sistemas Preanalíticos