

FICHA TECNICA PINZAS PARA CIERRE DE BOLSA DRENABLE DE OSTOMIA

PRODUCTO	
Nombre Genérico	Cierre para bolsa drenable de ostomía.
Nombre Comercial	Pinzas para cierre de bolsa drenable de ostomía.
Descripción	Pinza de color piel, cola recta, suave, de cierre hermético y fácil manipulación para cierre de bolsas drenables de ostomías.
Marca	ConvaTec
Fabricantes	ConvaTec Inc USA
Composición del Producto	Pinza de plástico, recubierta de material de goma suave y delicado al tacto y roce con la piel.
Características del Producto	Pinza con bloqueo automático, para ser utilizada con los sistemas ActiveLife, Sur-Fit y Natura.
Usos	Utilizable en Ileostomías, Colostomías o sistema de bolsa de ostomía drenable utilizados en fistulas.
Recomendaciones de Uso	 Colocar pinza de cierre en la parte distal de la bolsa. Realizar un doblez de la bolsa sobre la pinza. Cerrar pinza suavemente , donde se escucha el bloqueo automático de la pinza.
Presentaciones	Pinza sur-Fit / Active Life : Cajas de 10 pinzas c/u.

1

Boston M