

• Cintas de control de proceso con un alto grado de adherencia que entregan resultados confiables.

CARACTERISTICAS

Cintas de papel con químico adherido en forma de líneas que cambian su color al ser sometido al proceso de Esterilización por Vapor y por Óxido de Etileno.

El indicador vira a los 6 minutos a 132° en vapor al vacío y a los 15 minutos a 121° en vapor por gravedad.

VENTAJAS

- El adhesivo del indicador 3M es de alta calidad y no deja residuos en paquetes o cajas quirúrgicas.
- Aprobado por las normas ANSI/AAMI 11140-1 2005.
- Aprobado por la FDA en las regulaciones de dispositivos médicos 21C FR.
- Aprobado por las normas AORN 2006.

BENEFICIOS

- Los indicadores externos validan y monitorizan que el proceso de Esterilización ocurrió.
- Los indicadores externos son específicos para cada proceso de Esterilización.





Indicadores químicos externos Clase 1.

- Es considerado no procesado cuando la tonalidad no alcance los parámetros descritos.
- El indicador químico reacciona cuando se expone al proceso de Esterilización a Vapor y Óxido de Etileno.
- Demuestra que los paquetes fueron sometidos al proceso de Esterilización.
- Se adhiere a envolturas de tela, tela tratada, material no tejido, papel y plástico.
- El adhesivo sella los paquetes de manera segura, y es fácil de remover.
- La cinta adhesiva tiene suficiente flexibilidad para soportar los cambios físicos de los paquetes en el proceso de Esterilización y minimizar el desprendimiento de la cinta durante este proceso.
- Se puede escribir en su superficie, o rotular con etiquetas preimpresas como por ejemplo las etiquetas para cargas de esterilización 3M Incheque.⁸
- Sirve como cierre para sellar los paquetes que se van a esterilizar.





¿Cómo reconocer un proceso aceptado?

Código	Nombre	Antes del Proceso	Proceso Aceptado
1222	Cinta adhesiva para vapor		11,11
1224	Cinta adhesiva para OE	1111	

Código Producto	Descripción	Tamaño / Unidad	Unidad de Venta	Unidades de Productos
1222-0N	Comply R Cinta Exposición Autoclave	12mm./ Rollo	Caja	36
1222-6N	Comply R Cinta Exposición Autoclave	18mm./ Rollo	Caja	24
1224-0	Comply ^R Cinta Exposición Óxido de Etileno	12mm./ Rollo	Caja	36
1224-6	Comply ^R Cinta Exposición Óxido de Etileno	18mm./ Rollo	Caja	24