



# Munnich® Surgeon Gloves

## Guantes Quirúrgicos

(DM/10GQ/0045/05)

### Ficha Técnica

#### Descripción

Guantes quirúrgicos de látex, estéril.  
Disponible talla 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½.

#### Usos y aplicaciones

Dispositivo médico protector de manos, formando una barrera bidireccional, protegiendo al paciente y el usuario de riesgos biológicos y químicos. Usado en intervenciones quirúrgicas, procedimientos invasivos y en manipulación de material estéril.

#### Aspectos Técnicos

**Composición:** Látex.

**Características:** Par de guantes (uno para mano derecha y otra mano izquierda), de diseño anatómico, libre de manchas, granulaciones, sin roturas y orificios. Ligeramente espolvoreado con almidón de maíz grado USP, impermeable. Bajo contenido de polvo, menos de 10 mg/dm<sup>2</sup> (< 100 µg/g, norma ASTM D 6124) y proteínas (< 100mg/guante, ASTM D 3577). Cubre parte del antebrazo terminado en un puño con enrollamiento que ejerce una presión suficiente para evitar su deslizamiento.

**Color:** Blanco.

**Condición Biológica:** Estéril, mediante Irradiación.

**N° Registro ISP:** DM/10GQ/0045/05



#### Dimensiones:

Tamaño	Longitud (Mm)	Ancho de Palma (mm)
6	≥280	76+/-6
6½	≥280	83+/-6
7	≥280	90+/-6
7½	≥280	95+/-6
8	≥280	103+/-6
8½	≥280	109+/-6

#### Elongación:

	Elongación	Ruptura
Antes del envejecimiento acelerado	500%	750%
después del envejecimiento acelerado	--	600%

#### Espesor:

	Espesor (mm)
Dedos	0.21+/- 0.02
Palma	0.19 +/- 0.02
Muñeca	0.18 +/- 0.02

**Disposición Final:** Descartable.

**Duración:** 5 años a partir de elaboración.



## Empaque

Envase que envuelve el producto, es un papel grado médico, en forma de carpeta, rotulado la talla e indicando si el guante es derecho o izquierdo. El envase primario, sobre de papel grado médico, sellado que garantiza la esterilidad del producto. Envase secundario, caja de cartón resistente a la manipulación, condiciones de almacenamiento y distribución, manteniendo en buenas condiciones el producto en su interior.



## Condiciones de almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco, seco, evitando la exposición permanente al sol, humedad, radiación ionizante o fluorescente y ozono, mantener a temperatura entre 5 - 35°C.40°.  
No utilizar si el envase primario se encuentra abierto o deteriorado.



## Otras referencias

Producto Manufacturado por Terang Nusa (Malaysia) Sdn. Bhd, Malasia. Importado y distribuido por Munnich Pharma Medical Ltda.

Código	Descripción Producto	Empaque
182070	GTE.QUIR.ESTERIL 6 PAR	50 pares/caja
182071	GTE.QUIR.ESTERIL 6 1/2 PAR	50 pares/caja
182072	GTE.QUIR.ESTERIL 7 PAR	50 pares/caja
182073	GTE.QUIR.ESTERIL 7 1/2 PAR	50 pares/caja
182074	GTE.QUIR.ESTERIL 8 PAR	50 pares/caja
182075	GTE.QUIR.ESTERIL 8 1/2 PAR	50 pares/caja