

DICARDIO-GEL



DESCRIPCIÓN

DICARDIO-GEL es un conductor eléctrico y eco-sónico, de color verde claro, diseñado para que la sonda o transductor se deslice con facilidad y suavidad sobre la piel en el momento de realizar el ecocardiograma; también puede ser usado en la realización de electrocardiogramas.

No irrita la piel, no mancha la ropa, es soluble en agua y no deja residuos.

→ FORMULA

Polimero Carboxílico de alto cross-linking, monopropilen glicol, neutralizantes, sequestrantes, preservantes, electrolitos en solución, colorantes

No contiene sal (Cloruro de Sodio)

→ INDICACION

Ultrasonido Doppler y Electrocardiograma

→ INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar suficiente **DICARDIO-GEL** en el tórax del paciente o zona en estudio y colocar el transductor sobre éste.

→ PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

En caso de contacto ocular: Lavar con abundante agua manteniendo los párpados abiertos

En caso de ingestión: En caso de ingestión accidental dar a beber vasos de agua, ante cualquier reacción adversa consultar con su médico

→ PRESENTACION COMERCIAL

DICARDIO-GEL está disponible en envases de 250 mL y bidones de 5 L.