FICHA PRODUCTO

Descripción Producto

Registro : F-15108/15

Nombre : PRECLAR GRÁNULOS PARA SUSPENSIÓN ORAL 250 mg/5 mL, CON SOLVENTE

Referencia de Tramite : 14887/05

Equivalencia Terapéutica o

Estado del Registro

Biosimilar

:

: Vigente

Titular : LABORATORIO CHILE S.A.

 Resolución Inscríbase
 : 7649

 Fecha Inscríbase
 : 01/09/2005

 Ultima Renovación
 : 01/09/2020

 Fecha Próxima renovación
 : 01/09/2025

Régimen : Fabricación Nacional

Vía Administración : ORAL

Condición de Venta : Receta Médica

Expende tipo establecimiento : Establecimiento Tipo A Y Asistencial

Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio alto y bajo; infecciones de la piel y sus estructuras provocadas por s. aureus o s. pyogenes; tratamiento de exacervaciones bacterianas agudas de bronquitis cronica y otitis media : diseminadas causadas por mycobacterium avium; tratamiento de faringitis y tonsilitis provocadas por s. pyogenes en

adultos y niños; erradicacion de s. pyogenes de la nasofaringe. la susceptibilidad de los germenes debe ser

comprobada por el antibiograma correspondiente

Envases

Indicación

Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Envase Clínico	Frasco de vidrio ámbar tipo III, rotulado; frasco PET ámbar, rotulado, con solvente; ambos con tapa blanca de PP o PEAD/PP (a prueba de niños) o pilfer aluminio y sello de PE;	24 Meses	Almacenado a no más de 25°C	14,4; 21,6; 28,8; 36; 43,2; 50,4; 57,6; 64,8; 72;	g
Muestra Médica	Frasco de vidrio ámbar tipo III, rotulado; frasco PET ámbar, rotulado, con solvente; ambos con tapa blanca de PP o PEAD/PP (a prueba de niños) o pilfer aluminio y sello de PE;	24 Meses	Almacenado a no más de 25°C	14,4; 21,6; 28,8; 36; 43,2; 50,4; 57,6; 64,8; 72;	g
Venta Público	Frasco de vidrio ámbar tipo III, rotulado; frasco PET ámbar, rotulado, con solvente; ambos con tapa blanca de PP o PEAD/PP (a prueba de niños) o pilfer aluminio y sello de PE;	24 Meses	Almacenado a no más de 25°C	14,4; 21,6; 28,8; 36; 43,2; 50,4; 57,6; 64,8; 72;	g
Venta Público	FRASCO DE VIDRIO AMBAR, TIPO III, ROTULADO, CON TAPA DE ALUMINIO CON AISLACION PILFER Y SELLO INTERIOR DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (POLIXPAN)	15 DIAS	Alm. Entre 2°c Y 8°c	14,4-21,6-28,8-36-43,2- 50,4-57,6-64,8-72-79,2- 86,4	G
Muestra Médica	FRASCO DE VIDRIO AMBAR, TIPO III,	15 DIAS	Alm. Entre 2°c Y 8°c	14,4-21,6-28,8 ó 36	G

Ficha Productos Registrados

2(J			Ficha Productos Registrac	los	
		ROTULADO, CON TAPA DE ALUMINIO CON AISLACION PILFER Y SELLO INTERIOR DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (POLIXPAN)				
	Envase Clínico	FRASCO DE VIDRIO AMBAR, TIPO III, ROTULADO, CON TAPA DE ALUMINIO CON AISLACION PILFER Y SELLO INTERIOR DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (POLIXPAN), CONTENIENDO 14,4- 21,6-28,8-36-43,2-50,4- 57-64,8-72-79,2-86,4- 93,6 6 100,8 G DE GRANULOS PARA SUSPENSION ORAL PARA RCONSTITUIR	15 DIAS	Alm. Entre 2°c Y 8°c	50, 60, 70, 80, 90, 100 ó 150	FRASCO
	Envase Clínico	FRASCO PET, ROTULADO, COLOR AMBAR, CON TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD QUE CONTIENEN 12, 17, 23, 28, 34, 40, 45, 51, 56, 62, 68, 74 ú 80 ML DE SOLVENTE Y 50, 60, 70, 80, 90, 100 ó 150 JERINGAS DOSIFICADORAS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (PEBD) Y EMBOLO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD)	24 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	50, 60, 70, 80, 90, 100 ó 150	FRASCO
	Muestra Médica	FRASCO PET, ROTULADO, COLOR AMBAR, CON TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, MAS JERINGA DOSIFICADORA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CON TAPON DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (PEBD) Y EMBOLO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD)	24 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	122, 17, 23 ó 28	ML
	Venta Público	FRASCO PET, ROTULADO, COLOR AMBAR, CON TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, MAS JERINGA DOSIFICADORA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CON TAPON DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (PEBD) Y EMBOLO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD)	24 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	12, 17, 23, 28, 34, 40, 45, 51, 56, 62, 68, 74 ú 8	ML

Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
DISTRIBUIDOR	DROGUERIA DE LABORATORIO CHILE S.A.	
FABRICACIÓN NACIONAL TERMINADO	LABORATORIO CHILE S.A.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO CHILE S.A.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	MLE LABORATORIOS S.A.	CHILE

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
CLARITROMICINA (MICROENCAPSULADA)	18,275	g/100 g	



Volver a tabla de registros encontrados

Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000 Ñuñoa, Santiago Casilla 48 Correo 21 Código Postal 7780050

Mesa Central (56-2) 5755 101 Informaciones (56-2) 5755 201 Contacto con OIRS Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias