

CHANNELMED. BAJA LENGUA ESTERIL.



Descripción

Baja Lengua de Madera Estéril Desechable.

Características y aspectos técnicos

Madera Natural Libre de Látex De superficie lisa, uniforme, bordes extremos ovalados y pulidos, sin olor ni sabor. Libre de astillas, perforaciones y manchas.

- Color madera natural uniforme
- Estéril
- Producto descartable de un solo uso
- hipoalergénico

Medidas:

- Largo: 150cm (15cm)
- Ancho 18mm (1.8cm)
- Alto: 1.6 (0,2cm)

Condiciones de almacenamiento y vencimiento

Conservar en un lugar limpio, fresco y seco. No usar si envase primario se encuentra abierto o dañado.

Vencimiento 5 años a partir de la fecha de fabricación

Fabricante y distribuidor

Fabricado / Esterilizado por: SHANGAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO., (CHANNELMED GROUP).

Procedencia: República Popular China.

Importado y distribuido por: Socofar S.A Agencia en Chile y Munnich Pharma Medical SpA Avenida El Salto N° 4875, Huechuraba, Santiago de Chile.

Usos

Dispositivo médico usado principalmente en procedimientos de inspección, su función es deprimir la lengua y facilitar la observación de la cavidad oral.

Otros usos: Aplicación de medicamentos, manejo de muestras para exámenes de laboratorio, para inmovilizar fracturas o luxaciones de los dedos de la mano.

Presentación y empaque

Envase primario. Sobre de papel que conserva sus propiedades de esterilidad. Envase Secundario: Caja empaque simple, de material cartón, resistente. Caja con 100 unidades.

Certificaciones

- Libre de Látex
- ISO 13485

Información para pedidos

CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	EMPAQUE
182116	CHANNELMED. BAJA LENGUA ESTERIL.	100 UNID/ CAJA