



A QUIEN CORRESPONDA.

Por medio la presente informamos que los productos manufacturados en la planta de Cali-Colombia presenta esterilización terminal (el producto terminado debe ser esterilizado en su empaque final) con vapor, cada volumen tiene un tiempo de esterilización independiente. Cada ciclo se diseñó con el objetivo de determinar los parámetros de tiempo y temperatura apropiado bajo condiciones controladas con el fin de obtener un Nivel de Aseguramiento de Esterilidad igual o mejor que 1×10^{-6} en solución y en partes secas.

Cada volumen de producto tiene un procedimiento específico de esterilización donde se especifica el tiempo de exposición, temperatura y presión del ciclo de esterilización.

Los ciclos de esterilización son recalificados anualmente según CO400601146.

Firmo este escrito en la ciudad de Cali-Colombia a la fecha de 03 de mayo de 2018.

Esperando que la información brindada le sea de utilidad, quedo a sus órdenes para cualquier comentario adicional.

Atentamente

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Echeverry 03 mayo 2018".

Mauricio Echeverry
Especialista Esterilización & Metrología
Laboratorios Baxter