



DICHLOREXAN®

Jabón Líquido Clorhexidina Gluconato 2%



DESCRIPCIÓN

DICHLOREXAN Jabón líquido clorhexidina gluconato 2% es un antiséptico que altera la permeabilidad de la membrana citoplasmática, lo que le confiere una potente acción antimicrobiana. Aplicada a un rango de pH 5-8 tiene acción bactericida rápida y eficaz sobre ácido resistentes, esporas y virus. La mayor parte de las cepas de *Pseudomona Aeruginosa* y de *Proteus* de origen hospitalario son resistentes a la acción de la clorhexidina. Producto hipoalergénico, testado Dermatológicamente.

→ FÓRMULA

Cada 100 mL de solución jabonosa contiene:

Clorhexidina Gluconato 2%.

Excipientes c.s.

→ INDICACIÓN

Para limpieza y antisepsia de piel previo a un procedimiento invasivo y/o quirúrgico. Higiene de manos quirúrgico.

→ INSTRUCCIONES DE USO

Humedezca la piel, aplique cantidad necesaria de DICHLOREXAN Jabón líquido clorhexidina gluconato 2%, y frote por un mínimo de 30 segundos. Enjuague con abundante agua y luego seque.

Aplicación en neonatos: Usar según indicación médica.

DICHLOREXAN®

Jabón Líquido Clorhexidina Gluconato 2%

→ **SEGURIDAD DE USO**

Los estudios toxicológicos demuestran que la clorhexidina no se absorbe a través de la piel sana, no es tóxica y posee un bajo potencial de irritación. Se ha demostrado que la clorhexidina es tóxica a nivel de mucosas y además posee efecto ototóxico. Tiene buena compatibilidad con pH normal de la piel.

→ **CONTRAINDICACIONES**

No utilizar en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a la clorhexidina, o a los componentes de la formulación.
No utilizar sobre mucosas.

→ **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS**

Uso externo.

Evitar contacto con ojos, oídos y boca.

En caso de salpicaduras en los ojos, enjuague con agua durante 15 minutos.

En caso de ingestión consulte con su médico o llame al Centro de Información Farmacológica y de Farmacovigilancia, CIFFUC, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, al teléfono: 2 23543457.

Mantener en un lugar fresco a no más de 25°C. No mezclar con otros productos químicos o detergentes.

No utilizar en neonatos prematuros sin indicación médica. No usar en piel dañada o quemada, en forma extensa.

No utilizar en antisepsia vaginal.

MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

→ **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Descripción	Solución Jabonosa
Color	Rosado
pH	5,0 - 7,0
Concentración activo	2%

→ **PRESENTACIÓN COMERCIAL**

Presentación	Código Producto Terminado (PT)	Unidad de Venta
Dichlorexan Sol. Jabonosa 2% 50cc	2400564	35 unidades por caja
Dichlorexan Sol. Jabonosa 2% 340cc	2400243	15 unidades por caja
Dichlorexan Sol. Jabonosa 2% 800cc	2400761	12 unidades por caja
Dichlorexan Sol. Jabonosa 2% 1000cc	2400059	12 unidades por caja

Registro ISP N° F-7525.