

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto	
Registro	: F-10196/21
Nombre	: RINGER LACTATO SOLUCIÓN INYECTABLE
Referencia de Tramite	:
Equivalencia Terapéutica o Biosimilar	:
Titular	: INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA.
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscribase	: 11222
Fecha Inscribase	: 18/08/1994
Ultima Renovación	: 17/08/2021
Fecha Próxima renovación	: 17/08/2026
Régimen	: Importado Terminado con Reacondicionamiento Local
Vía Administración	: PARENTERAL
Condición de Venta	: Receta Simple
Expende tipo establecimiento	: Establecimientos Tipo A Y Asistencial
Indicación	: Está indicado como fuente de agua y electrolitos o como un agente alcalinizante. Se actualiza Dosis y Método de Administración a: La dosis, velocidad y duración de la administración deben ser individualizadas y dependientes de la indicación para uso, la edad del paciente, peso, tratamiento concomitante y condición clínica del paciente así como de la respuesta clínica y de laboratorio del paciente al tratamiento. Ringer Lactato sin dextrosa está destinado a la administración intravenosa utilizando equipo estéril y no pirogénico. Los productos parenterales deben ser inspeccionados por materia particulada y decoloración antes de la administración siempre que la solución y el contenido lo permitan. No administrar a menos que la solución sea transparente y el sello esté intacto. Cuando se hacen adiciones a Ringer Lactato Solución Inyectable, se debe emplear una técnica aséptica. Mezclar la solución minuciosamente cuando se han introducido los aditivos. No almacenar soluciones que contienen aditivos (Ver Incompatibilidades).

Envases					
Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Envase Clínico	Bolsa plástica de PVC grado médico que contiene 250, 500 o 1000 mL.	24 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	1 a 56	BOLSAS
Muestra Médica	Bolsa plástica de PVC grado médico que contiene 250, 500 o 1000 mL.	24 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	1 a 56	BOLSAS
Venta Público	Bolsa plástica de PVC grado médico que contiene 250, 500 o 1000 mL.	24 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	1 a 56	BOLSAS

Función Empresa		
Función Empresa	Razón Social	País
LICENCIANTE	BAXTER EXPORT CO.	U.S.A.
PROCEDENTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	BRASIL
PROCEDENTE	BAXTER S.A. DE C.V.	MÉXICO
DISTRIBUIDOR	DROGUERÍA BAXTER DE CHILE LTDA.	CHILE
FABRICACIÓN EXTRANJERO TERMINADO	LABORATORIO BAXTER S.A.	COLOMBIA
PROCEDENTE	LABORATORIO BAXTER S.A.	COLOMBIA
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD CONDECAL LTDA.	CHILE

CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD LABORATORIOS DAVIS S.A.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD M.L.E. LABORATORIOS LTDA.	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	NOVOFARMA SERVICE S.A.	CHILE

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
CLORURO DE CALCIO DIHIDRATO	0,20	g	
CLORURO DE POTASIO	0,30	g	
CLORURO DE SODIO	6,00	g	
LACTATO DE SODIO	3,10	g	

 [Volver a tabla de registros encontrados](#)

Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000
Ñuñoa, Santiago
Casilla 48 Correo 21
Código Postal 7780050

.....
Contacto con OIRS
[Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias](#)
.....