

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto	
Registro	: B-1996/22
Nombre	: PNEUMOVAX 23 VACUNA PNEUMOCOCICA POLIVALENTE SOLUCIÓN INYECTABLE
Referencia de Tramite	:
Equivalencia Terapéutica o Biosimilar	:
Titular	: MERCK SHARP & DOHME (I.A.) LLC
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscribase	: 8383
Fecha Inscribase	: 09/10/2007
Ultima Renovación	: 09/10/2022
Fecha Próxima renovación	: 09/10/2027
Régimen	: Importado Terminado con Reacondicionamiento Local
Vía Administración	: Intramuscular;Subcutánea
Condición de Venta	: Receta Simple
Indicación	Indicada para vacunar contra la enfermedad pneumocócica provocada por los tipos pneumocócicos incluidos en la vacuna. la efectividad de la vacuna para la prevención de la neumonía y la bacteriemia pneumocócica ha sido demostrada en estudios controlados realizados en Sudáfrica y Francia y en estudios de caso controlados. pneumovax 23 no prevendrá ninguna enfermedad provocada por tipos capsulares pneumocócicos diferentes a los contenidos en las vacuna.

Envases					
Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Envase Clínico	FRASCO AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I ROTULADOS CON TAPON DE GOMA DE BUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CON UNA ENVOLTURA VIOLETA DESPRENDIBLE (FLIP-OFF)	24 Meses	Almacenado Entre 2°C Y 8°C	1 a 1000	FRASCO - AMPOLLA
Muestra Médica	FRASCO AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I ROTULADOS CON TAPON DE GOMA DE BUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CON UNA ENVOLTURA VIOLETA DESPRENDIBLE (FLIP-OFF)	24 Meses	Almacenado Entre 2°C Y 8°C	1 a 10	FRASCO - AMPOLLA
Venta Público	FRASCO AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I ROTULADOS CON TAPON DE GOMA DE BUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CON UNA ENVOLTURA VIOLETA DESPRENDIBLE (FLIP-OFF)	24 Meses	Almacenado Entre 2°C Y 8°C	1 a 100	FRASCO - AMPOLLA
Venta Público	Jeringa pre-llenada de vidrio tipo I siliconizado con adaptador de policarbonato, tapa de la punta rígida de polipropileno, la parte de contacto con el producto es de estireno-butadieno gris. Émbolo gris de bromobutilo con laminación de fluoropolímero.	24 meses	Almacenado entre 2 y 8 °C	1 a 100	Jeringa Prellenada
Muestra Médica	Jeringa pre-llenada de vidrio tipo I siliconizado con adaptador de policarbonato, tapa de la punta rígida de polipropileno, la parte de contacto con el producto	24 meses	Almacenado entre 2 y 8 °C	1 a 100	Jeringa Prellenada

	es de estireno-butadieno gris. Émbolo gris de bromobutilo con laminación de fluoropolímero.				
Envase Clínico	Jeringa pre-llenada de vidrio tipo I siliconizado con adaptador de policarbonato, tapa de la punta rígida de polipropileno, la parte de contacto con el producto es de estireno-butadieno gris. Émbolo gris de bromobutilo con laminación de fluoropolímero.	24 meses	Almacenado entre 2 y 8 °C	1 a 1000	Jeringa Prellenada
Muestra Médica	Jeringa prellenadas de vidrio tipo I siliconizado con adaptador de policarbonato, tapa de la punta rígida de polipropileno , la parte de contacto con el producto es de estireno butadieno gris, embolo gris de bromobutilo con laminacion de fluoropolimero	24 Meses	Almacenado Entre 2 -8°C	1 a 100	JERINGA PRELLENADA
Envase Clínico	Jeringa prerellenadas de vidrio tipo I siliconizado con adaptador de policarbonato , tapa de la punta rígida de polipropileno , la parte de contacto con el producto es de estireno butadieno gris , embolo gris de bromobutilo de fluoropolimero	24 Meses	Almacenado Entre 2 -8°C	1a 100	JERINGA PRELLENADA
Venta Público	Jeringas prellenadas de vidrio tipo I siliconizado con adaptador de policarbonato , tapa de la punta rígida de polipropileno , la parte de contacto con el producto es de estireno -butadieno gris, Embolo gris de bromobutilo con la laminacion de fluoropolimero	24 Meses	Almacenado Entre 2 -8°C	1 a 100	JERINGA PRELLENADA

Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
DISTRIBUIDOR	DROGUERÍA KUEHNE + NAGEL LTDA. (ENEA PONIENTE/PUDAHUEL)	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	LABORATORIO ACONDICIONADOR KUEHNE + NAGEL LTDA.	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	LABORATORIO ACONDICIONADOR PHARMA ISA LTDA.	CHILE
IMPORTADOR	MERCK SHARP & DOHME (I.A.) LLC	CHILE
PROCEDENTE	MERCK SHARP & DOHME B.V.	HOLANDA
ACONDICIONAMIENTO EXTRANJERO	MERCK SHARP & DOHME B.V.	HOLANDA
ACONDICIONAMIENTO EXTRANJERO	MERCK SHARP & DOHME LLC	U.S.A.
PROCEDENTE	MERCK SHARP & DOHME LLC	U.S.A.
LICENCIANTE	MERCK SHARP & DOHME LLC	U.S.A.
PROCEDENTE	MERCK SHARP & DOHME LLC (WEST POINT)	U.S.A.
FABRICANTE DE PRINCIPIOS ACTIVOS	MERCK SHARP & DOHME LLC (WEST POINT)	U.S.A.
FABRICANTE EXTRANJERO SEMI-TERMINADO	MERCK SHARP & DOHME LLC (WEST POINT)	U.S.A.
CONTROL DE CALIDAD	MLE LABORATORIOS LTDA.	CHILE

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
POLISACÁRIDO CAPSULAR PURIFICADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPOS: 1 (DANÉS), 2 (DANÉS), 3 (DANÉS), 4 (DANÉS), 5 (DANÉS), 6B (DANÉS), 7F (DANÉS), 8 (DANÉS), 9N (DANÉS), 9V (DANÉS), 10A (DANÉS), 11A (DANÉS), 12F (DANÉS), 14 (DANÉS), 15B (DANÉS), 17F (DANÉS), 18C (DANÉS), 19A (DANÉS), 19F (DANÉS), 20 (DANÉS),	25,00	mcg	

22F (DANÉS), 23F(DANÉS), 33F
(DANÉS)

 Volver a tabla de registros encontrados

Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000 Ñuñoa, Santiago

Contacto con OIRS

[Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias](#)