

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CONFIDENCIAL	
BOLETIN DE ANALISIS	FUROSEMIDE (CL)
Código: 90000964-01	Fecha Emisión: feb-18
	Fecha Expiración: feb-23
	Reemplaza a: P.O.-MP-02508-03

Código = 90000964
Lote Proveedor = 10022506
Cantidad = 475 KG
Embalaje = CUBETES
PLASTICOS
Fecha de recepción = 22/01/2018
Fecha de muestreo = 18/02/2018
Muestreo por = V.C.G.
Cant. Muestra = 0.215 KG
N° Bullos = 19
N° Bullos teóricos a muestrear = 5
N° Bullos muestreados = 5
Proveedor = CHEMO S.A.
Procedimiento de muestreo CL-QC-968-0010-02

Lote de inspección: 010000469212
Lote de MM: N0001
Fecha Informe: 15/03/18
Fecha Inicio: 06/03/18
Fecha término: 15/03/18
Analizado por: Oscar H. Muñoz
Cuaderno: N0001
Folio N°: 13/05/2022
Venc: 15/03/2022
Revisión: 15/03/2022
Bibliografía: = EA-MP-90000964-01

PARAMETROS	RESULTADO	LIMITES
DESCRIPCION	Este cristallino de color blanco a ligeramente amarillento, inodoro.	
SOLUBILIDAD	Prácticamente insoluble en agua. Libremente soluble en acetona. Libremente soluble en dimetilformamida. Libremente soluble en soluciones alcalinas de hidróxidos. Soluble en metanol. Escasamente soluble en alcohol.	
IDENTIDAD	Buena compatibilidad con el Almidón. Ejemplo	
PERDIDA POR DESECACION	Se produce un color entre rojo y violeta rojo. 0.06%	Máximo 1.0%
RESIDUO DE IGNICION	0.03%	Máximo 0.1%
METALES PESADOS	< 0.0002%	No más de 0.002%
SUSTANCIAS RELACIONADAS	La suma de los picos a 272 que corresponden al compuesto A de furosemide no son mayores que el peak de la CPH de la solución estándar (0.5%). La suma de los picos a 254 que corresponden al compuesto B de furosemide no son mayores que el peak de la CPH de la solución estándar (0.5%). La suma de las respuestas a 272nm de los picos que eluyen después que la furosemide en el cromatograma obtenido a partir de la solución muestra no es mayor que la respuesta a 272nm del peak de la furosemide en el cromatograma obtenido a partir de la solución estándar (0.5%).	
VALORACION	99.8% 99.9%	98.0 - 101.0% de $C_{12}H_{11}ClN_2O_5$
TEST DE PARTICULAS	Not observed. Particulate matter. No observed standard in suspension.	No se observan partículas grandes y/o elementos extraños en suspensión.
OBSERVACIONES:		
INGRESO POTENCIA A SAP:	tal cual	
FECHA CALIFICACION	15/03/18.	
EMBALAJE:	Almacenar en recipientes bien cerrados, resistentes a luz. Almacenar a 25°C con variaciones permitidas 15° y 30°C	
CALIFICACION	APPROBADO	Juan Luis Arrascaeta Q.F. Gerente Control de Calidad