

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto

Registro	: F-19862/18
Nombre	: MONEZ SUSPENSIÓN NASAL SPRAY 50 mcg/DOSIS
Referencia de Tramite	: RF386199
Equivalencia Terapéutica o Biosimilar	:
Titular	: LABORATORIO CHILE S.A.
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscribase	: 7493
Fecha Inscribase	: 06/04/2013
Ultima Renovación	: 06/04/2018
Fecha Próxima renovación	: 06/04/2023
Régimen	: Fabricación Nacional
Vía Administración	: NASAL
Condición de Venta	: Receta Médica Retenida
Expende tipo establecimiento	: Establecimientos Tipo A
Indicación	: Indicada para ser utilizada en adultos, adolescentes y niños de entre 2 y 11 años para el tratamiento de la rinitis estacional o perenne. En pacientes que tienen una historia de signos y síntomas moderados a severos de rinitis alérgica estacional, se recomienda el tratamiento profiláctico con MONEZ entre 2 y 4 semanas antes del comienzo estimado de la temporada de polinización. Monez también está indicado en adultos y adolescentes mayores de 12 años como un tratamiento adicional en los episodios de sinusitis aguda. En adultos (18 o más años de edad) para el tratamiento de los pólipos nasales.

Envases

Tipo Envase	Descripción Envase	Periodo Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Muestra Médica	Frasco polietileno blanco de alta densidad, con aplicador spray, con cuerpo de polietileno blanco de alta densidad y tubo de aspiración de polietileno de baja densidad, con tapa de polietileno de baja densidad, etiquetado y/o impreso	24 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	20 a 320	DOSIS (NUMERO DE)
Venta Público	Frasco polietileno blanco de alta densidad, con aplicador spray, con cuerpo de polietileno blanco de alta densidad y tubo de aspiración de polietileno de baja densidad, con tapa de polietileno de baja densidad, etiquetado y/o impreso	24 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	20 a 320	DOSIS (NUMERO DE)
Envase Clínico	Frasco polietileno blanco de alta densidad, con aplicador spray, con cuerpo de polietileno blanco de alta densidad y tubo de aspiración de polietileno de baja densidad, con tapa de polietileno de baja densidad, etiquetado y/o impreso, conteniendo 20 a 320 dosis de suspensión nasal	24 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	1 a 50	FRASCOS

Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
DISTRIBUIDOR	DROGUERIA DE LABORATORIO CHILE S.A .	
FABRICACIÓN NACIONAL TERMINADO	LABORATORIO CHILE S.A.	CHILE

CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO CHILE S.A.	CHILE
FABRICANTE DE PRINCIPIOS ACTIVOS	SICOR MÉXICO S.A.	MÉXICO

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
MOMETASONA FUROATO	50,00	mg	

 [Volver a tabla de registros encontrados](#)

Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000
Ñuñoa, Santiago
Casilla 48 Correo 21
Código Postal 7780050

Mesa Central
(56-2) 5755 101
Informaciones
(56-2) 5755 201

Contacto con OIRS
[Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias](#)