

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto	
Registro	: F-17682/19
Nombre	: EPIDUO GEL TÓPICO
Referencia de Tramite	: 3275/09
Equivalencia Terapéutica o Biosimilar	:
Titular	: GALDERMA CHILE LABORATORIOS LTDA.
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscribase	: 3765
Fecha Inscribase	: 04/08/2009
Ultima Renovación	: 04/08/2019
Fecha Próxima renovación	: 04/08/2024
Régimen	: Importado Terminado con Reacondicionamiento Local
Vía Administración	: TOPICA
Condición de Venta	: Receta Médica
Expende tipo establecimiento	: Establecimientos Tipo A Y Asistencial
Indicación	: Tratamiento tópico del acné vulgaris en pacientes de 12 años de edad hacia arriba. Tratamiento tópico del acné vulgaris en pacientes de 9 años de edad hacia arriba.

Envases					
Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Envase Clínico	Frasco de PP, provisto de un émbolo de HDPE y LDPE, con una bomba dispensadora de LDPE y PP blanco.	24 meses	Almacenado a no más de 25°C	2 a 200 tubos con 2 a 90	g
Muestra Médica	Frasco de PP, provisto de un émbolo de HDPE y LDPE, con una bomba dispensadora de LDPE y PP blanco.	24 meses	Almacenado a no más de 25°C	1 a 10 g	g
Venta Público	Frasco de PP, provisto de un émbolo de HDPE y LDPE, con una bomba dispensadora de LDPE y PP blanco.	24 meses	Almacenado a no más de 25°C	2 a 90 g	g
Muestra Médica	Tubo de polietileno de alta densidad (HDPE). Tapa rosca de polipropileno	24 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	1-2-3-4-5 g-15 g	g
Venta Público	Tubo de polietileno de alta densidad (HDPE). Tapa rosca de polipropileno	24 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	5-15-30-45-60-90 g	g
Envase Clínico	Tubo de polietileno de alta densidad (HDPE). Tapa rosca de polipropileno	24 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	50-100-150 -200 tubos	g
Envase Clínico	TUBOS TRILAMINADO DE POLIETILENO-ALUMINIO-POLIETILENO IMPRESO, CON TAPA ROSCA DE POLIPROPILENO CON 2 A 90 G. DE GEL, MAS FOLLETO DE	24 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	2 A 200	TUBOS

	INFORMACIÓN AL PACIENTE.					
Muestra Médica	TUBOS TRILAMINADO DE POLIETILENO-ALUMINIO-POLIETILENO IMPRESO, CON TAPA ROSCA DE POLIPROPILENO CON 2 A 90 G. DE GEL, MAS FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.	24 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	1 a 10		g
Venta Público	TUBOS TRILAMINADO DE POLIETILENO-ALUMINIO-POLIETILENO IMPRESO, CON TAPA ROSCA DE POLIPROPILENO CON 2 A 90 G. DE GEL, MAS FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.	24 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	2 a 90		g

Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
FABRICANTE DE PRINCIPIOS ACTIVOS	ARKEMA INC.	U.S.A.
CONTROL DE CALIDAD	CENTRO DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO S.P.A.	CHILE
DISTRIBUIDOR	DROGUERÍA PERILOGISTICS S.A.	CHILE
PROCEDENTE	GALDERMA ARGENTINA	ARGENTINA
IMPORTADOR	GALDERMA CHILE LABORATORIOS LTDA.	CHILE
LICENCIANTE	GALDERMA S.A.	SUIZA
FABRICANTE DE PRINCIPIOS ACTIVOS	HELSINN ADVANCED SYNTHESIS SA	SUIZA
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	INVERSIONES PERILOGISTICS LTDA.	CHILE
FABRICACIÓN EXTRANJERO TERMINADO	LABORATOIRES GALDERMA FRANCIA	FRANCIA
PROCEDENTE	LABORATOIRES GALDERMA FRANCIA	FRANCIA
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	LABORATORIO ACONDICIONADOR INVERSIONES PERILOGISTICS LTDA.	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	LABORATORIO ACONDICIONADOR SANTÉ PHARMA E.I.R.L.	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	SANTÉ PHARMA E.I.R.L.	CHILE

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
ADAPALENO	0,1	g/100 g	
PEROXIDO DE BENZOILO	2,5	g/100 g	

 Volver a tabla de registros encontrados

Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000
Ñuñoa, Santiago
Casilla 48 Correo 21
Código Postal 7780050

Mesa Central
(56-2) 5755 101
Informaciones
(56-2) 5755 201

Contacto con OIRS
[Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias](#)