

Guantes Stretch Examinación Aloe

Ficha Técnica

Descripción

Guantes Stretch examinación de vinilos con Aloe Vera.
Disponible talla S, M, L.

Usos y aplicaciones

Dispositivo médico protector de manos, formando una barrera bidireccional entre el personal sanitario y el entorno. Utilizado en trabajos de examen o exploración médica, diagnósticos, procedimientos médicos y en manipulación de material médico no estéril. Además proporciona beneficios naturales de Aloe Vera manteniendo las manos suaves y saludables mientras trabajan y además proporciona alivio en la piel agrietada.

Aspectos Técnicos

Composición: Resina de polímero elástico recubierto de PVC de alta calidad a base de Aloe Vera.

Características: Guantes ambidiestros, Libre de latex y de polvo. Diseño anatómico, libre de manchas, granulaciones, sin roturas y orificios. Puño con reborde para una mayor resistencia y fácil postura. Fabricado para entregar una sensación de suavidad en su uso, teniendo un mejor ajuste y reduce la fatiga durante el uso prolongado.

Color: Verde

Condición Biológica: No Estéril.



Dimensiones y Espesor:

Tamaño	Longitud (Mm)	Ancho de Palma (mm)	Espesor dedos (MM)	Espesor Palma (Mm)
S	≥240	80+/-10	0.14+/- 0.02	0.09 +/- 0.02
M	≥240	95+/-10	0.14+/- 0.02	0.09 +/- 0.02
L	≥240	110+/-10	0.14+/- 0.02	0.09 +/- 0.02

Disposición Final: Descartable.

Duración: 5 años a partir de elaboración.

Empaque

Caja de cartón, garantizando las propiedades físicas del producto, resistente a la manipulación, condiciones de almacenamiento y distribución.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco, seco, evitando la exposición permanente al sol, humedad, radiación ionizante o fluorescente, mantener a temperatura entre 5 – 25°C.

Otras referencias

Producto Manufacturado por Healthline.
Importado y distribuido por Munnich Pharma Medical.

Código	Descripción Producto	Empaque
274063	Gte Examen Vinilo stretch ALOE S	100U/caja
274064	Gte Examen Vinilo stretch ALOE M	100U/caja
274065	Gte Examen Vinilo stretch ALOE L	100U/caja

