



FICHA PRODUCTO

Descripción Producto	
Registro	: F-19159/21
Nombre	: METOJECT SOLUCIÓN INYECTABLE 20 mg/ 0,4 mL (METOTREXATO)
Referencia de Tramite	: RF275389
Equivalencia Terapéutica o Biosimilar	: EQUIVALENTE TERAPÉUTICO
Titular	: KAMPAR S.A.
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscribise	: 22624
Fecha Inscribise	: 20/12/2011
Última Renovación	: 20/12/2021
Fecha Próxima renovación	: 20/12/2026
Régimen	: Importado Terminado con Reacondicionamiento Local
Vía Administración	: PARENTERAL
Condición de Venta	: Receta Simple
Expende tipo establecimiento	: Establecimientos Tipo A
Indicación	: <p>Metoject está indicado para :Tratamiento de artritis reumatoidea: el metotrexato se usa en el tratamiento de casos seleccionados de artritis severas, confirmadas por consultas reumatológicas y que no responden a otras formas de terapias.Tratamiento de formas severas poliartríticas, artritis idiopática juvenil activa, cuando la respuesta a antiinflamatorios no-esteroidales es inadecuada.Control sintomático de psoriasis severa, refractaria e incapacitante, que no responde adecuadamente a otras formas de tratamiento, pero sólo cuando se ha establecido el diagnóstico por biopsia y/o después de una consulta dermatológica</p>

Envases					
Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Envase Clínico	Jeringa prellenada de vidrio incoloro tipo I USP, graduadas, con y sin adaptador para la aguja de inyección, protegida con caperuza elastomérica, cilindro del émbolo de clorobutilo y varilla de poliestireno inserta en el cilindro para formar I émbolo de la jeringa las que están contenidas en cuna de PVC/papel.	24 MESES	Almacenado A No Más De 25°C	10 y 1.000	Jeringa Prellenada
Muestra Médica	Jeringa prellenada de vidrio incoloro tipo I USP, graduadas, con y sin adaptador para la aguja de inyección, protegida con caperuza elastomérica, cilindro del émbolo de clorobutilo y varilla de poliestireno inserta en el cilindro para formar I émbolo de la jeringa las que están contenidas en cuna de PVC/papel.	24 MESES	Almacenado A No Más De 25°C	1 a 5	Jeringa Prellenada
Venta Público	Jeringa prellenada de vidrio incoloro tipo I USP, graduadas, con y sin adaptador para la aguja de inyección, protegida con caperuza elastomérica, cilindro del	24 MESES	Almacenado A No Más De 25°C	Entre 1 y 10 unidades	Jeringa Prellenada

émbolo de clorobutilo y varilla de poliestireno inserta en el cilindro para formar l émbolo de la jeringa las que están contenidas en cuna de PVC/papel.
--

Función Empresa		
Función Empresa	Razón Social	País
PROCEDENTE	MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH	ALEMANIA
DISTRIBUIDOR	DROGUERÍA DE LABORATORIO VOLTA S.A.	CHILE
ACONDICIONAMIENTO EXTRANJERO	ENESTIA BELGIUM NV	BÉLGICA
IMPORTADOR	KAMPAR S.A.	CHILE
DISTRIBUIDOR	LABORATORIO PHARMA ISA LTDA.	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	LABORATORIO PHARMA ISA LTDA.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	M.MOLL & CÍA. LTDA.	CHILE
ACONDICIONAMIENTO EXTRANJERO	MED-X-PRESS GMBH	ALEMANIA
FABRICACIÓN EXTRANJERO TERMINADO	MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH	ALEMANIA
LICENCIANTE	MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH	ALEMANIA
ACONDICIONAMIENTO EXTRANJERO	STEGEMANN LOHNVERPACKUNG & LOGISTISCHER SERVICE E.K.	ALEMANIA

Fórmula (sólo Principios Activos)			
Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
METOTREXATO DISODICO	22.63	mg	Solución

 [Volver a tabla de registros encontrados](#)

Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000
Ñuñoa, Santiago
Casilla 48 Correo 21
Código Postal 7780050

Mesa Central
(56-2) 5755 101
Informaciones
(56-2) 5755 201

Contacto con OIRS
[Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias](#)