

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto

Registro	: F-7439/16
Nombre	: HORMOGEL PUMP GEL TRANSDÉRMICO 0,5 mg/Pulsación
Referencia de Trámite	:
Equivalencia Terapéutica o Biosimilar	:
Titular	: LABORATORIOS SILESIA S.A.
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscribase	: 1209
Fecha Inscribase	: 08/02/2001
Última Renovación	: 08/02/2016
Fecha Próxima renovación	: 08/02/2021
Régimen	: Fabricación Nacional
Vía Administración	: TRANSDERMICA
Condición de Venta	: Receta Médica
Expende tipo establecimiento	: Venta A Establecimiento A
Indicación	: Tratamiento del síndrome climaterico asociado con la menopausia natural o quirúrgica, prevención de la osteoporosis menopausica

Envases

Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Envase Clínico	frasco de polipropileno etiquetado o impreso con válvula dosificadora de polipropileno	24 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	10 a 1000 frascos	g
Muestra Médica	frasco de polipropileno etiquetado o impreso con válvula dosificadora de polipropileno	24 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	5 a 90 g	g
Venta Público	frasco de polipropileno etiquetado o impreso con válvula dosificadora de polipropileno	24 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	10 a 90 g	g
Envase Clínico	Frasco de vidrio calidad hidrolítica iii, color ambar o blanco con bombo dosificadora para uso tópico de polietileno blanco de alta densidad, provisto del sistema "abre y cierre", con 10-15-30-45-60-90 g de gel	24 Meses	Almacenado a no más de 30°C	10-15-30-45, 10 a 1000 frascos, de 5 a 100 g,	FRASCO
Venta Público	Frasco de vidrio calidad hidrolítica iii, color ambar o blanco con bombo dosificadora para uso tópico de polietileno blanco de alta densidad, provisto del sistema "abre y cierre", con 10-15-30-45-60-90 g de gel	24 Meses	Almacenado a no más de 30°C	10-15-30-45-60-90, 5 a 100 g, 10 a 90 g	G, g, g
Muestra Médica	Frasco de vidrio calidad hidrolítica iii, color ambar o blanco con bombo dosificadora para uso tópico de polietileno blanco de alta densidad, provisto del sistema	24 Meses	Almacenado a no más de 30°C	10-15-30-45, 5 a 100 g, 5 a 90 g	G, g, g

"abre y cierre", con 10-
15-30-45-60-90 g de gel

Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
FABRICANTE DE PRINCIPIOS ACTIVOS	DIOSITE	HOLANDA
FABRICACIÓN NACIONAL TERMINADO	LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.	CHILE
DISTRIBUIDOR	LABORATORIOS SILESIA S.A.	CHILE
FABRICANTE DE PRINCIPIOS ACTIVOS	ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICAL CO. LTD.	CHINA

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
ESTRADIOL	0,1000	g	

 Volver a tabla de registros encontrados

Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000
Ñuñoa, Santiago
Casilla 48 Correo 21
Código Postal 7780050

Mesa Central
(56-2) 5755 101
Informaciones
(56-2) 5755 201

Contacto con OIRS
[Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias](#)