

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto

Registro	: F-12905/18
Nombre	: KETOPROFENO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 mg/2 mL
Referencia de Tramite	:
Equivalencia Terapéutica o Biosimilar	:
Titular	: LABORATORIO BIOSANO S.A.
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscribase	: 3905
Fecha Inscribase	: 12/06/2003
Ultima Renovación	: 12/06/2018
Fecha Próxima renovación	: 12/06/2023
Régimen	: Fabricación Nacional
Vía Administración	: Intravenosa
Condición de Venta	: Receta Médica
Expende tipo establecimiento	: Establecimientos Tipo A Y Asistencial
Indicación	: Manejo a corto plazo del dolor agudo moderado a severo.

Envases

Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Envase Clínico	AMPOLLA DE VIDRIO BOROSILICATO, TIPO I, AMBAR, ROTULADAS, CONTENIENDO 2 mL DE SOLUCION INYECTABLE DENTRO O NO DE UN BLISTER PACK DE PAPEL PVC	36 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	1 - 100	AMPOLLAS/2 ML
Muestra Médica	AMPOLLA DE VIDRIO BOROSILICATO, TIPO I, AMBAR, ROTULADAS, CONTENIENDO 2 mL DE SOLUCION INYECTABLE DENTRO O NO DE UN BLISTER PACK DE PAPEL PVC	36 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	1 - 5	AMPOLLAS/2 ML
Venta Público	AMPOLLA DE VIDRIO BOROSILICATO, TIPO I, AMBAR, ROTULADAS, CONTENIENDO 2 mL DE SOLUCION INYECTABLE DENTRO O NO DE UN BLISTER PACK DE PAPEL PVC	36 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	1 - 5	AMPOLLAS/2 ML
Envase Clínico	FRASCO AMPOLLA DE VIDRIO BOROSILICATO, TIPO I, AMBAR ROTULADOS, CONTENIENDO 2 mL DE SOLUCION INYECTABLE	36 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	1 - 100	FRASCO - AMPOLLAS/2 ML
Muestra Médica	FRASCO AMPOLLA DE VIDRIO BOROSILICATO, TIPO I, AMBAR ROTULADOS, CONTENIENDO 2 mL DE SOLUCION INYECTABLE	36 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	1 - 5	FRASCO - AMPOLLAS/2 ML
Venta Público	FRASCO AMPOLLA DE VIDRIO BOROSILICATO, TIPO I, AMBAR ROTULADOS, CONTENIENDO 2 mL DE SOLUCION INYECTABLE	36 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	1 - 5	FRASCO - AMPOLLAS/2 ML
Envase Clínico	JERINGA PRELLENADA	36 Meses	Almacenado A No Más De	1 - 100	JERINGA

	COMPUESTAS PO R BARRIL VIDRIO BOROSILICATO TIPO I, AMBAR, TAPON MATERIAL ELESTOMERICO GRAO FARMACEUTICO, LUBRICANTE DE BARRIL SILICO GRADO MEDICINAL DC 360 Y AJUGA ACERO INOXIDABLE TIPO 3-4, INCLUIDO O NO BLISTER, CADA JERINGA PRELLENADA CONTIEN 2 mL DE SOLUCION INYECTABLE		30°c		PRELLENADA/2 mL
Venta Público	JERINGA PRELLENADA COMPUESTAS PO R BARRIL VIDRIO BOROSILICATO TIPO I, AMBAR, TAPON MATERIAL ELESTOMERICO GRAO FARMACEUTICO, LUBRICANTE DE BARRIL SILICO GRADO MEDICINAL DC 360 Y AJUGA ACERO INOXIDABLE TIPO 3-4, INCLUIDO O NO BLISTER, CADA JERINGA PRELLENADA CONTIEN 2 mL DE SOLUCION INYECTABLE	36 Meses	Almacenado A No Más De 30°c	1 - 5	JERINGA PRELLENADA/2 mL
Muestra Médica	JERINGA PRELLENADA COMPUESTAS PO R BARRIL VIDRIO BOROSILICATO TIPO I, AMBAR, TAPON MATERIAL ELESTOMERICO GRAO FARMACEUTICO, LUBRICANTE DE BARRIL SILICO GRADO MEDICINAL DC 360 Y AJUGA ACERO INOXIDABLE TIPO 3-4, INCLUIDO O NO BLISTER, CADA JERINGA PRELLENADA CONTIEN 2 mL DE SOLUCION INYECTABLE	36 Meses	Almacenado A No Más De 30°c	1 - 5	JERINGA PRELLENADA/2 mL

Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO BIOSANO S.A.	CHILE
DISTRIBUIDOR	LABORATORIO BIOSANO S.A.	CHILE
FABRICACIÓN NACIONAL TERMINADO	LABORATORIO BIOSANO S.A.	CHILE
DISTRIBUIDOR	SICMAFARMA CHILE S.P.A.	CHILE

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
KETOPROFENO	100,00	mg	

 Volver a tabla de registros encontrados

Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000
Ñuñoa, Santiago
Casilla 48 Correo 21
Código Postal 7780050

Mesa Central
(56-2) 5755 101
Informaciones
(56-2) 5755 201

Contacto con OIRS
Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias