

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto

Registro	: F-10012/16
Nombre	: CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE 0,9%
Referencia de Trámite	:
Equivalencia Terapéutica	:
Titular	: BESTPHARMA S.A.
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscribase	: 10669
Fecha Inscribase	: 06/12/2001
Última Renovación	: 06/12/2016
Fecha Próxima renovación	: 06/12/2021
Régimen	: Importado Terminado con Reacondicionamiento Local
Vía Administración	: Intravenosa
Condición de Venta	: Receta Médica
Expende tipo establecimiento	: Establecimiento Tipo A Y Asistencial
Indicación	: - terapia de rehidratación en los casos de diarrea aguda y cólera. - reposición de electrolitos (sodio y cloruro). - hiponatremia o déficit de sodio corporal

Envases

Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Envase Clínico	Ampolla de plástico de polietileno de baja densidad, incolora, transparente, rotulada, con 1, 2, 3, 5, 10, 20 o 30 mL de solución inyectable cada una	60 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	1 a 100	AMPOLLAS
Venta Público	Ampolla de plástico de polietileno de baja densidad, incolora, transparente, rotulada, con 1, 2, 3, 5, 10, 20 o 30 mL de solución inyectable cada una	60 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	1 a 10	AMPOLLAS
Envase Clínico	Ampolla de vidrio tipo I incolora, con 1, 2, 3, 5, 10, 20 o 30 mL de solución	60 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	1 a 100, 1 a 100	AMPOLLAS
Venta Público	Ampolla de vidrio tipo I incolora, conteniendo 5, 10 ó 20 mL de solución.	60 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	1 a 10	AMPOLLAS
Envase Clínico	Botella de polietileno de baja densidad con tapa plástica, rotulada, con 50, 100, 250, 500 ó 1000 mL de solución	60 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	1 a 100	BOTELLAS
Venta Público	Botella de polietileno de baja densidad con tapa plástica, rotulada. con 50, 100, 250, 500 ó 1000 mL c/u	60 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	1 a 10	BOTELLAS
Venta Público	Botella rotulada de polietileno de baja densidad, con tapón, tapa plástica y sello de aluminio (Eurohead) con o sin graduación, con o	60 Meses	Almacenado a no más de 30°C	1 a 10	botella

sin sistema de sujeción. Botella conteniendo 50, 100, 250, 500 ó 1000 mL de solución inyectable						
Envase Clínico	Botella rotulada de polietileno de baja densidad, con tapón, tapa plástica y sello de aluminio (Eurohead)con o sin graduación, con o sin sistema de sujeción. Botella conteniendo 50, 100, 250, 500 ó 1000 mL de solución inyectable	60 Meses	Almacenado a no más de 30°C	1 a 100	botella	
Muestra Médica	Botella rotulada de polietileno de baja densidad, con tapón, tapa plástica y sello de aluminio (Eurohead)con o sin graduación, con o sin sistema de sujeción. Botella conteniendo 50, 100, 250, 500 ó 1000 mL de solución inyectable	60 Meses	Almacenado a no más de 30°C	No aplica	botella	

Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
FABRICACIÓN EXTRANJERO TERMINADO	ACULIFE HEALTHCARE PVT. LTD.	INDIA
PROCEDENTE	ACULIFE HEALTHCARE PVT. LTD.	INDIA
PROCEDENTE	BLAU FARMACÊUTICA S.A.	BRASIL
FABRICACIÓN EXTRANJERO TERMINADO	BLAU FARMACÊUTICA S.A.	BRASIL
FABRICACIÓN EXTRANJERO TERMINADO	CLARIS LIFESCIENCES LIMITED	INDIA
PROCEDENTE	CLARIS LIFESCIENCES LIMITED	INDIA
DISTRIBUIDOR	DROGUERIA BESTPHARMA	CHILE
PROCEDENTE	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA.	BRASIL
FABRICACIÓN EXTRANJERO TERMINADO	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA.	BRASIL
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	LABORATORIO BOSTON S.A.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD CONDECAL LTDA.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD M. MOLL & CIA. LTDA.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD M. MOLL & CIA. LTDA.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIOS DAVIS S.A.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	MAQUIFARM LTDA.	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	MAQUIFARM LTDA.	CHILE
PROCEDENTE	NINGBO DAHONGYING FACTORY	CHINA
FABRICACIÓN EXTRANJERO TERMINADO	NINGBO DAHONGYING FACTORY	CHINA
FABRICACIÓN EXTRANJERO TERMINADO	TAIWAN BIOTECH CO. LTD.	TAIWAN
PROCEDENTE	TAIWAN BIOTECH CO. LTD.	TAIWAN

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
SODIO CLORURO	0,9	g/100 mL (%PARA V)	



Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000
Ñuñoa, Santiago
Casilla 48 Correo 21
Código Postal 7780050

Mesa Central
(56-2) 5755 101
Informaciones
(56-2) 5755 201

Contacto con OIRS
Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias