

FICHA TÉCNICA CONNECTA



NOMBRE GENÉRICO	Llave de 3 pasos
PAÍS DE ORIGEN	Suecia

DESCRIPCIÓN

Llave de 3 pasos con flechas indicativas de 360° de rotación y Rótulo on / off que confirma la posición de la llave. Su composición de policarbonato permite una manipulación suave y precisa, previniendo los movimientos bruscos accidentales.


Compatible con todo tipo de soluciones y medicamentos, proporciona un 60% de mayor resistencia al agrietamiento, reduciendo éste al mínimo, incluso con drogas agresivas y soluciones lipídicas.

Además, al ser transparente, facilita la visualización de los líquidos a infundir, entregando mayor seguridad al usuario.

* Producto disponible también con extensor.

ESPECIFICACIONES

Producto estéril	✓	Método utilizado ETO
Reesterilizable	✗	
Libre de látex	✓	
Posee código de barra en caja	✓	
Posee código de barra individual	✓	



ALMACENAMIENTO

Duración del producto almacenado	1095 días
Condiciones de almacenamiento	Condiciones normales
Condiciones de transporte	Condiciones normales



CATÁLOGO

REF.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
394600	Llave de 3 pasos Connecta.	Caja de 100 u.
394945	Llave de 3 pasos Connecta con extensor de 7 cm.	Caja de 100 u.
394995	Llave de 3 pasos Connecta con extensor de 10 cm.	Caja de 50 u.
394951	Llave de 3 pasos Connecta con extensor de 50 cm.	Caja de 20 u.
394971	Llave de 3 pasos Connecta con extensor de 100 cm.	Caja de 20 u.



Av. El Retiro Parque Los Maitenes 1290
Santiago, Pudahuel, Chile



(56 2) 4827800



www.bd.com



Servicio al cliente
sac_chile@bd.com