## **ESPECIFICACIONES PRODUCTO TERMINADO**

## MUPIROCINA UNGÜENTO TÓPICO 2%

Código Mepro: MP/SPEC/RDOC/029/00 Código Ascend: EPT-MUPI2%-V1.0

Parámetro	Criterio de Aceptación
Descripción	Ungüento blanco a blanquecino,
(Visual)	homogéneo y libre de aglomerados.
Llenado mínimo	No menos de lo declarado.
Viscosidad	100.000 cp - 1.000.000 cp
Identidad Mupirocina  1. HPLC o 2. TLC	El tiempo de retención del mayor peak en el cromatograma en el ensayo corresponde al de la preparación estándar obtenida en el método de identificación.      O     El valor de RF del punto principal de la muestra corresponde al de la
	solución estándar.
Valoración Mupirocina (HPLC)	Teórico: 2 g/ 100 g de ungüento Rango: 1,8 - 2,3 g/ 100 g de ungüento 90,0% a 115,0% de lo declarado en la etiqueta
Sustancias relacionadas (HPLC)	
<ol> <li>Impureza de mupirocina C</li> </ol>	1. No más de 4,0%
<ol><li>Impureza de mupirocina D</li></ol>	2. No más de 5,0%
<ol><li>Impureza de mupirocina E</li></ol>	3. No más de 10,0%
<ol><li>Alguna otra impureza secundaria</li></ol>	4. No más de 1,5%
<ol><li>Total de otras impurezas</li></ol>	5. No más de 20,0%
secundarias	
Control Microbiológico	4. No más do 402 UEO
Total conteo bacterial viable     Total conteo bacterial viable	1. No más de 10 <sup>2</sup> UFC por gramo.
2. Total conteo fúngico	2. No más de 10 <sup>1</sup> UFC por gramo.
3. Stafilococcus aureus	3. Ausente por gramo.
4. Pseudomonas Aeruginosa.	4. Ausente por gramo.
5. Salmonella y Escherichia coli	5. Ausente por gramo.
Envase	Estuche de cartulina, impreso, que contiene pomo de aluminio, impreso, con recubrimiento interno epóxico y tapa de PP, más folleto de información al paciente. Todo debidamente sellado y rotulado.