

LABORATORIO FARMACÉUTICO DE CONTROL DE CALIDAD PFIZER CHILE S.A. BOLETÍN DE ANÁLISIS

Identificación muestra:	N	-	046	5			Fecha recepción Laboratorio:	1	6	- %	N	0	٧	-	2	0
Nombre producto:	Fragmin solución inyectable 2500 UI AntiXa/0,2mL				ectal/	ole	Fecha inicio análisis:	1	7		N	0	٧		2	0
Lote producto:	EF8571						Fecha término análisis:	0	2	1-0	D	i	С	-	2	0
Fecha vencimiento:	J u n - 2 3			2	3	Referencia especificación:	RF1015713/18(RR129463					635	5)			
Registro Sanitario:	В		277	9			Fecha aprobación EPT:	2	7	-	Α	g	0	-	2	0
Forma farmacéutica:	Solución inyectable															
Presentación:	Caja x 10 jeringas/ 0,2 mL				0,2 m	ıL									Laborate States	
Cantidad recibida:	7558															
Nombre y dirección solicitante:	Pfizer Chile S.A. / Av. Cerro el Plomo 5680 Torre 6 piso 16-Las Condes															
Distribuidor:	Novofarma Service S.A. –Av. Victor Uribe 2280 - Quilicura															
Nombre fabricante:	Pfizer Manufacturing Belgium NV															
Dirección fabricante:	Puurs, Bélgica															
Lugar de procedencia del principio activo: Pfizer Health AB, N				в, м	Mariefredsvägen 37 SE-645 41 Strängnäs, Suecia.											

PARÁMETRO	MÉTODO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	RESULTADOS		
Descripción	Visual	Solución clara, incolora a levemente amarillenta. Libre o prácticamente libre de partículas.	Cumple		
Identificación	1)ME574/02 ó 2)M602 (distribución por PM por HPLC)	Comparación contra estándar Dalteparina positiva. Número promedio 4.500-5.300 Da Peso promedio: 5.600 – 6.400 Da Porción de heparina de PM>8.000:15,0-25,0% Porción de heparina de PM<3.000:5,0-13,0%	1. Positiva		
Actividad antifactor Xa	1)ME574/02 ó 2)H236	12.500 UI de actividad antifactor Xa/mL 2.500 UI de actividad antifactor Xa/jeringa Límites: 11.250- 13.750 UI actividad antifactor Xa/mL	1. 12994 UI/mL		
Actividad antifactor IIa 1)ME574/02 ó 2)S643		4.900UI de actividad antifactor IIa/mL 980 UI de actividad antifactor IIa/jeringa Límites:3.850 – 5.950 UI Actividad antifactor IIa/mL	1. 4643 UI/mL		

LABORATORIO FARMACÉUTICO DE CONTROL DE CALIDAD PFIZER CHILE S.A. **OBISPO ARTURO ESPINOZA CAMPOS 2526A - MACUL**



LABORATORIO FARMACÉUTICO DE CONTROL DE CALIDAD PFIZER CHILE S.A. BOLETÍN DE ANÁLISIS

			I
Cuociente antifactor Xa/Antifactor IIa	1)ME574/02 ó 2)S643	1,9-3,2	1. 2,8
рН	Ph. Eur.	5,0 - 7,5	6,5
Absorbancia a 405 nm	Ph. Eur.	No más de 0,20 UA	*Cumple
Endotoxinas bacterianas	Ph. Eur.	No más de 2,5 UE/1.000 UI	* Cumple
Ensayo de esterilidad	Ph. Eur.	Cumple con los requerimientos	* Cumple
Claridad	T627 (turbidimetría)	No mayor que suspensión I de referencia	* Cumple
Material particulado	Ph. Eur. 2.9.19	≥10 µm no más de 6000 partículas ≥25 µm no más de 600 partículas	*Cumple *Cumple
Control de volumen	Ph. Eur. 2.9.17	0,20 – 0,23 mL/jeringa	0,22 mL/jeringa
Tipo y material de envase		Estuche de cartulina impresa o caja de cartón rotulada que contiene jeringas de vidrio incoloro tipo I con émbolo de polipropileno o poliestireno y tapón del émbolo, de clorobutilo, etiquetadas. Incluye folleto de información al paciente. Todo debidamente rotulado y sellado.	Cumple

LABORATORIO FARMACÉUTICO DE CONTROL DE CALIDAD PFIZER CHILE S.A. OBISPO ARTURO ESPINOZA CAMPOS 2526A - MACUL



LABORATORIO FARMACÉUTICO DE CONTROL DE CALIDAD PFIZER CHILE S.A. <u>BOLETÍN DE ANÁLISIS</u>

Información adicional:

Nombre analista(s)		Cuaderno/N° página	PR		
Angélica Morales		CF-0202/292	N/A		
Alexis Escobar		CF-0195/379	N/A		
N/A		N/A	N/A		
Observaciones:	N/A	N/A			
Análisis externos o Resoluciones de Exención si aplica:	* Según boletíi	n Condecal N° O-8210			

Conclusión según los ensayos:	Aprobado Rechazado
	Aprobado Por
	Q.F. Edmundo Zúñiga
Direct	or Técnico / Jefe Control de Calidad
	Fecha
10	0-010-20





LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD CONDECAL LTDA.

BOLETIN DE ANALISIS

Santiago, Diciembre 03 de 2020

Muestra Condecal

Lote o Serie Registro ISP

Nombre del Producto

Nombre Solicitante

Dirección Solicitante

Procedencia

Tamaño Envase

Fecha Elaboración Fecha Vencimiento Tamaño Lote

Tipo de Muestra

Total Muestras Recibidas

Fecha Recepción Nombre del Fabricante

Dirección Fabricante Condiciones de Almacenamiento

Muestreo

: O-8210 : EF8571 : B-2779

: FRAGMIN SOLUCION INYECTABLE 2500 UI AntiXa/0,2 mL

: PFIZER CHILE S.A.

: Obispo Arturo Espinoza Campos Nº 2526, Macul, Santiago, Chile.

: 01 Estuche sellado x 02 cunas plásticas x 05 jeringas prellenadas c/u x 0,2 mL c/u + prospecto (Total: 10 jeringas prellenadas)

: 06/2023 : 7.558 unidades.

: Producto terminado sin revisión de rótulo ni empaque.

: 27 estuches. : 16/11/2020

Pfizer Manufacturing Belgium NV. Rijksweg 12, 2780 Puurs, Bélgica.

: Almacenar a no más de 25°C. : No efectuado por Condecal Ltda., lo cual lo exime de toda

responsabilidad directa e indirecta en relación a dicho procedimiento. (Productos farmacéuticos terminados acogidos a Resolución Exenta ISP

N° 0445 y N° 1952).

Fecha Inicio: 17/11/2020

Fecha Término: 02/12/2020

Tipo de Análisis: Test de Esterilidad - Test de Endotoxinas Bacterianas - Fisicoquímico - Material Particulado

Análisis Solicitado

Descripción (Visual)

Especificaciones

: Solución clara, incolora a levemente amarillenta. Libre o prácticamente

libre de partículas.

Tipo y Material de Envase: Estuche de cartulina impresa o caja de cartón rotulada que contiene jeringas de vidrio incoloro tipo I, con émbolo de polipropileno o poliestireno y tapón del émbolo, de clorobutilo, etiquetadas. Incluye folleto de información al paciente.

Todo debidamente rotulado y sellado.

Resultados

: Solución clara, incolora, libre de partículas extrañas visibles.

Tipo y Material de Envase: Estuche de cartulina impreso, que contiene jeringas de vidrio incoloro, con émbolo de plástico y tapón de goma, etiquetadas. Incluye folleto de información al paciente. Todo

debidamente rotulado y sellado.

(124 v.2)

Sigue II

Dra. Q. F. Teresa Ramelli B. Director Tecnico

CONDECAL CITY

EL PRESENTE DICTAMEN DE RESULTADOS SOLAMENTE DA FE DE LA MUESTRA RECIBIDA Y ANALIZADA

Alberto Riesco 0245 - Huechuraba Fono: (56-2) 26252517 Fax: (56-2) 22439511 E-mail: laboratorio@condecal.cl

www.condecal.cl Santiago Chile



LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD CONDECAL LTDA.

BOLETIN DE ANALISIS HOJA Nº 2

Santiago, Diciembre 03 de 2020

Muestra Condecal

: O-8210

Lote o Serie

: EF8571

Registro ISP

: B-2779

Nombre del Producto

: FRAGMIN SOLUCION INYECTABLE 2500 UI AntiXa/0,2 mL

Nombre Solicitante

: PFIZER CHILE S.A.

Fecha Inicio: 17/11/2020

Fecha Término: 02/12/2020

Análisis Solicitados

Especificaciones

Resultados

Cód. Met.

Ensayo de Esterilidad

Cumple con los

Cumple

requerimientos

Cumple

EF8 (v.02)

(Ph. Eur.)

(en 20 muestras por 14 días)

(C. 3805/039')

Material Particulado

≥ 10 µm, no más de

≥ 10 µm, no excede

D13 (v.03)

6000 partículas

3000 partículas/envase

≥ 25 µm, no más de 600 partículas (Ph. Eur. 2.9.19)

(< 3000 partículas/envase) \geq 25 µm, no excede

de 300 partículas/envase

Cumple (<300 partículas/envase)

(C. 3608/048)

Endotoxinas Bacterianas

No más de 2,5 UE/1000 UI

< 0,4 EU/1000 UI

(2683 v.2)

(Ph. Eur.)

(Ph. Eur.)

(Cromogénico cinético)

(C. 3857/028')

Absorbancia a 405 nm

No más de 0,20 UA

Cumple (0,001 UA)

(2480)

Claridad

No mayor que suspensión I

de referencia (T 627)

Cumple (Menor que

(226p v.1)

(Turbidimetría)

suspensión I de referencia)

(C. 2696/088')

Nota 1 : La muestra cumple con el Test de Esterilidad, con el Test de Endotoxinas Bacterianas y con el parámetro fisicoquímico solicitado y analizado según especificación proporcionada por el eliente.

El análisis de Material Particulado cumple según USP 42 <788> Método 2B.

Nota 2 : Registro ISP Nº: B-2779/19 (Especificaciones)

Referencia ISP Nº: RF 1015713/18 (RR 1294635) (27/08/2020)

Registro ISP No: B-2779 (Envase) Referencia Pfizer: 3.2.P.5.1 Specification (s)

PCF 2016-001950

Código PCF 2016-00885

Resolución Exenta RW Nº 21151/20

-0-

CCH/UZ/GR/MPB/FV/mp/tf/am

Dra. Q. F. Teresa Ramelli B.

Director Técnico DRATOHO EXTERNO DE CONTROÀDE CAU.

CONDECAL LIDA.

EL PRESENTE DICTAMEN DE RESULTADOS SOLAMENTE DA FE DE LA MUESTRA RECIBIDA Y ANALIZADA