#### **FICHA PRODUCTO**

#### Descripción Producto

Registro : B-2781/19

: FRAGMIN SOLUCIÓN INYECTABLE 7.500 U.I. antiXa / 0,3 mL (DALTEPARINA SÓDICA) Nombre

: RF1015720 Referencia de Tramite

Equivalencia Terapéutica o

. Biosimilar

: PFIZER CHILE S.A. Titular

Estado del Registro : Vigente Resolución Inscríbase : 26288 Fecha Inscríbase : 18/11/2019

Ultima Renovación

Fecha Próxima renovación : 18/11/2024

Régimen : Importado Terminado con Reacondicionamiento Local

Vía Administración : Subcutánea Condición de Venta : Receta Simple

Expende tipo establecimiento

1. Fragmin está indicado para la profilaxis de complicaciones isquémicas en angina inestable e infarto al miocardio sin onda Q, cuando se administra en conjunto con una terapia con ácido acetilsalicílico. 2. Fragmin está indicado en la profilaxis de trombosis venosa profunda (TVP) que puede conducir a embolismo pulmonar (EP): •En pacientes sometidos a cirugía de cadera. •En pacientes sometidos a cirugía abdominal que estén en riesgo de complicaciones tromboembólicas. •En pacientes que están en riesgo de sufrir complicaciones tromboembólicas debido a una movilidad restringida debido a una enfermedad aguda. 3. Fragmin está indicado en prevención de la coagulación en el sistema extracorporal durante la hemodiálisis y hemofiltración relacionada con falla renal aguda o insuficiencia renal crónica. 4. Tratamiento de trombosis venosa profunda. 5. Tratamiento extendido de tromboembolismo venoso (TEV) sintemático (trombosis venosa profunda provimal vío embolismo pulmonar), para reducir la recurrencia de

(TEV) sintomático (trombosis venosa profunda proximal y/o embolismo pulmonar), para reducir la recurrencia de TEV en pacientes con cáncer

#### Envases

Indicación

| Tipo Envase    | Descripción Envase   | Período Eficacia | Condición<br>Almacenamiento    | Contenido | Unidad Medida      |
|----------------|--|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|
| Envase Clínico | Jeringa de vidrio de 0,5 mL que contiene solución estéril con un tapón de goma de clorobutilo, más un protector de la aguja FM/27 que puede contener látex, un émbolo de polipropileno y una función de trampa de aguja (opcional). Todo debidamente rotulado y sellado. | 36 Meses         | Almacenado A No Más<br>De 25°c | 1-100     | JERINGA PRELLENADA |
| Muestra Médica | Jeringa de vidrio de 0,5 mL que contiene solución estéril con un tapón de goma de clorobutilo, más un protector de la aguja FM/27 que puede contener látex, un émbolo de polipropileno y una función de trampa de aguja (opcional). Todo debidamente rotulado y sellado. | 36 Meses         | Almacenado A No Más<br>De 25°c | 1-10      | JERINGA PRELLENADA |
| Venta Público  | Jeringa de vidrio de 0,5 mL que contiene solución estéril con un tapón de goma de clorobutilo, más un protector de la aguja FM/27 que puede contener látex, un émbolo de polipropileno y una función de trampa de aguja (opcional). Todo debidamente rotulado y sellado. | 36 Meses         | Almacenado A No Más<br>De 25°c | 1-10      | JERINGA PRELLENADA |

## Función Empresa

| Función Empresa           | Razón Social  | País    |
|---------------------------|---|---------|
| ALMACENADOR NACIONAL      | DROGUERÍA NOVOFARMA SERVICE S.A.                            | CHILE   |
| DISTRIBUIDOR              | DROGUERÍA NOVOFARMA SERVICE S.A.                            | CHILE   |
| PROCEDENTE                | HENRI ESSERS & ZONEN INTERNATIONAAL TRANSPORT NV            | BÉLGICA |
| REACONDICIONAMIENTO LOCAL | LABORATORIO ACONDICIONADOR NOVOFARMA SERVICE S.A.           | CHILE   |
| CONTROL DE CALIDAD        | LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD CONDECAL LTDA.    | CHILE   |
| CONTROL DE CALIDAD        | LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD PFIZER CHILE S.A. | CHILE   |
| CONTROL DE CALIDAD        | NOVOFARMA SERVICE S.A.                                      | CHILE   |

### Ficha Productos Registrados

| IMPORTADOR                       | PFIZER CHILE S.A.               | CHILE   |
|----------------------------------|---------------------------------|---------|
| FABRICANTE DE PRINCIPIOS ACTIVOS | PFIZER HEALTH AB                | SUECIA  |
| LICENCIANTE                      | PFIZER INC.                     | U.S.A.  |
| FABRICACIÓN EXTRANJERO TERMINADO | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV | BÉLGICA |
| PROCEDENTE                       | PFIZER SERVICE COMPANY BVBA     | BÉLGICA |

# Fórmula (sólo Principios Activos)

| Nombre PA          | Concentración | Unidad Medida | Parte |
|--------------------|---------------|---------------|-------|
| DALTEPARINA SÓDICA | 7500          | U.I. ANTIXA   |       |



### Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000

Ñuñoa, Santiago

Casilla 48 Correo 21

Código Postal 7780050

Mesa Central
(56-2) 5755 101
Informaciones
(56-2) 5755 201

Contacto con OIRS
Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias