

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto

Registro	: B-2774/19
Nombre	: OZEMPIC SOLUCIÓN INYECTABLE 2 mg/1,5 mL (SEMAGLUTIDA)
Referencia de Tramite	: RF1112294
Equivalencia Terapéutica o Biosimilar	:
Titular	: NOVO NORDISK FARMACÉUTICA LTDA.
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscribase	: 23786
Fecha Inscribase	: 17/10/2019
Ultima Renovación	:
Fecha Próxima renovación	: 17/10/2024
Régimen	: Importado Terminado con Reacondicionamiento Local
Vía Administración	: Subcutánea
Condición de Venta	: Receta Simple
Expende tipo establecimiento	: Establecimientos Tipo A
Indicación	: Ozempic está indicado como tratamiento adyuvante de la dieta y el ejercicio para adultos cuyo control de diabetes mellitus tipo 2 es insuficiente: • Como monoterapia en casos de contraindicación o intolerancia a la metformina. • En combinación con otros medicamentos para reducir la glucosa en sangre.

Envases

Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Clínico	Cartucho de vidrio incoloro tipo I de 1,5 mL con émbolo de goma y capuchón de goma laminada contenido en un dispositivo (lápiz) prellenado de dosis dual (puede entregar dosis de 0,25 mg o de 0,5 mg).	36 meses	Almacenado entre 2°C y 8°C, sin congelar	1 a 100 dispositivos	Dispositivo prellenado (lápiz)
Clínico	Cartucho de vidrio incoloro tipo I de 1,5 mL con émbolo de goma y capuchón de goma laminada contenido en un dispositivo (lápiz) prellenado de dosis dual (puede entregar dosis de 0,25 mg o de 0,5 mg).	En uso: 42 días (6 semanas)	Almacenado a no más de 30°C	1 a 100 dispositivos	Dispositivo prellenado (lápiz)
Muestra	Cartucho de vidrio incoloro tipo I de 1,5 mL con émbolo de goma y capuchón de goma laminada contenido en un dispositivo (lápiz) prellenado de dosis dual (puede entregar dosis de 0,25 mg o de 0,5 mg).	36 meses	Almacenado entre 2°C y 8°C, sin congelar	1 a 10 dispositivos	Dispositivo prellenado (lápiz)
Muestra	Cartucho de vidrio incoloro tipo I de 1,5 mL con émbolo de goma y capuchón de goma laminada contenido en un dispositivo (lápiz) prellenado de dosis dual (puede entregar dosis de 0,25 mg o de 0,5 mg).	En uso: 42 días (6 semanas)	Almacenado a no más de 30°C	1 a 10 dispositivos	Dispositivo prellenado (lápiz)
Venta Público	Cartucho de vidrio incoloro tipo I de 1,5 mL, con émbolo de goma y capuchón de goma laminada contenido en un dispositivo (lápiz) prellenado de dosis dual (puede entregar dosis de 0,25 mg o de 0,5 mg).	36 meses	Almacenado entre 2°C y 8°C, sin congelar	1 a 10 dispositivos	Dispositivo prellenado (lápiz)
Venta Público	Cartucho de vidrio incoloro tipo I de 1,5 mL, con émbolo de goma y capuchón de goma laminada contenido en un dispositivo (lápiz) prellenado de dosis dual (puede entregar dosis de 0,25 mg o de 0,5 mg).	En uso: 42 días (6 semanas)	Almacenado a no más de 30°C	1 a 10 dispositivos	Dispositivo prellenado (lápiz)

Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
DISTRIBUIDOR	DROGUERÍA INVERSIONES PERILOGISTICS LTDA.	CHILE

ALMACENADOR NACIONAL	DROGUERÍA INVERSIONES PERILOGISTICS LTDA.	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	LABORATORIO ACONDICIONADOR INVERSIONES PERILOGISTICS LTDA.	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	LABORATORIO ACONDICIONADOR KUEHNE + NAGEL LTDA.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD KUEHNE + NAGEL LTDA.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD LABORATORIOS DAVIS S.A.	CHILE
LICENCIANTE	NOVO NORDISK A/S (BAGSVAERD)	DINAMARCA
PROCEDENTE	NOVO NORDISK A/S (BAGSVAERD)	DINAMARCA
FABRICACIÓN EXTRANJERO A GRANEL	NOVO NORDISK A/S (BAGSVAERD)	DINAMARCA
FABRICACIÓN EXTRANJERO SEMITERMINADO	NOVO NORDISK A/S (BAGSVAERD)	DINAMARCA
FABRICANTE DE PRINCIPIOS ACTIVOS	NOVO NORDISK A/S (BAGSVAERD)	DINAMARCA
PROCEDENTE	NOVO NORDISK A/S (HILLEROD)	DINAMARCA
ACONDICIONAMIENTO EXTRANJERO	NOVO NORDISK A/S (HILLEROD)	DINAMARCA
FABRICANTE DE PRINCIPIOS ACTIVOS	NOVO NORDISK A/S (KALUNDBORG)	DINAMARCA
IMPORTADOR	NOVO NORDISK FARMACÉUTICA LTDA.	CHILE

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
SEMAGLUTIDA	1,34	mg	

 [Volver a tabla de registros encontrados](#)

Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000
Ñuñoa, Santiago
Casilla 48 Correo 21
Código Postal 7780050

Mesa Central
(56-2) 5755 101
Informaciones
(56-2) 5755 201

Contacto con OIRS
[Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias](#)