

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto	
Registro	: B-2594/21
Nombre	: Verorab liofilizado para suspensión inyectable con solvente (vacuna antirrábica inactivada)
Referencia de Tramite	: RG597991
Equivalencia Terapéutica o Biosimilar	:
Titular	: SANOFI VACCINES CHILE S.A
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscribase	: 2239
Fecha Inscribase	: 01/02/2016
Ultima Renovación	: 01/02/2021
Fecha Próxima renovación	: 01/02/2026
Régimen	: Importado Terminado con Reacondicionamiento Local
Vía Administración	: Intramuscular
Condición de Venta	: Receta Simple
Indicación	Esta indicado para la profilaxis de preexposición y postexposición al virus de la Rabia para todos los grupos de edad. Debe utilizarse de acuerdo con las recomendaciones oficiales.La profilaxis de preexposicion debe proponerse a los sujetos que presenten un riesgo elevado de contaminación por el virus de la rabia. Debe ser vacunada toda persona con riesgo continuo, como personal de laboratorio de diagnósticos, de investigación y producción que trabaje con el virus de la rabia. Se recomienda igualmente la vacunación para las categorías siguientes: - Los quiropterólogos y las personas expuestas con frecuencia al virus de la rabia de los murciélagos. - Los profesionales expuestos (personal de servicios veterinarios, personal de laboratorio que manipule material contaminado o que pueda estarlo, trabajadores que retiran cadáveres de animales, personal de refugios de animales, disecadores, taxidermistas, guardas de caza, guardas forestales, personal de mataderos). - Los adultos y niños que residan o pasen temporadas en zonas de enzootia. Las dosis de refuerzo dependerán del nivel de riesgo y exposición y de los controles serológicos de acuerdo con las recomendaciones oficiales.

Envases					
Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Envase Clínico	Frasco ampolla de vidrio incoloro, etiquetado y sellado con banda de aluminio y tapón de goma con liofilizado + Frasco ampolla de vidrio etiquetado y sellado con banda de aluminio y tapón de goma con 5 mL de solvente.	36 Meses	Almacenado Entre 2°c Y 8°c	10	DOSIS
Venta Público	Frasco ampolla de vidrio incoloro, etiquetado y sellado con banda de aluminio y tapón de goma con liofilizado para 1 dosis + Jeringa de vidrio con aguja, etiquetada, prellenada con 0,5 mL de solvente.	36 Meses	Almacenado Entre 2°c Y 8°c	1	DOSIS
Muestra Médica	Frasco ampolla de vidrio neutro tipo I con tapón de clorobutilo y sello flip-off, etiquetado con liofilizado y una jeringa de vidrio neutro tipo I con solvente.	36 Meses	Almacenado Entre 2°c Y 8°c	1	DOSIS

Función Empresa		
Función Empresa	Razón Social	País
DISTRIBUIDOR	DROGUERÍA NOVOFARMA SERVICE S.A.	CHILE
DISTRIBUIDOR	DROGUERÍA PERILOGISTICS S.A.	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	LABORATORIO ACONDICIONADOR NOVOFARMA SERVICE S.A.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	NOVOFARMA SERVICE S.A.	CHILE
LICENCIANTE	SANOFI PASTEUR	FRANCIA

PROCEDENTE	SANOFI PASTEUR (PLANTA MARCY L'ETOILE)	FRANCIA
FABRICANTE DE PRINCIPIOS ACTIVOS	SANOFI PASTEUR (PLANTA MARCY L'ETOILE)	FRANCIA
ENVASADOR EXTRANJERO	SANOFI PASTEUR (PLANTA MARCY L'ETOILE)	FRANCIA
ACONDICIONAMIENTO EXTRANJERO	SANOFI PASTEUR (PLANTA MARCY L'ETOILE)	FRANCIA
FABRICACIÓN EXTRANJERO A GRANEL	SANOFI PASTEUR (PLANTA MARCY L'ETOILE)	FRANCIA
FABRICACIÓN EXTRANJERO A GRANEL	SANOFI PASTEUR (PLANTA VAL DE REUIL)	FRANCIA
ACONDICIONAMIENTO EXTRANJERO	SANOFI PASTEUR (PLANTA VAL DE REUIL)	FRANCIA
ENVASADOR EXTRANJERO	SANOFI PASTEUR (PLANTA VAL DE REUIL)	FRANCIA
FABRICANTE DE PRINCIPIOS ACTIVOS	SANOFI PASTEUR (PLANTA VAL DE REUIL)	FRANCIA
PROCEDENTE	SANOFI PASTEUR (PLANTA VAL DE REUIL)	FRANCIA
IMPORTADOR	SANOFI PASTEUR S.A.	CHILE

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
VIRUS DE LA RABIA CEPA WISTAR RABIES PM/WI 38-1503-3M (INACTIVADO) (1)(2)	3,25	UI	Cada dosis de 0.5 mL contiene: Liofilizado:

 [Volver a tabla de registros encontrados](#)

Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000 Ñuñoa, Santiago

Contacto con OIRS
[Oficina de Informaciones](#), [Reclamos y Sugerencias](#)