



DICHLOREXAN®

Solución Tópica
Coloreada 2%



DESCRIPCIÓN

DICHLOREXAN Solución Tópica 2% Coloreada formulada con colorantes naturales libre de alcohol, es un antiséptico que altera la permeabilidad de la membrana citoplasmática, lo que le confiere una potente acción antimicrobiana. Aplicada a un rango de pH 5-8 tiene acción bactericida rápida y eficaz sobre microorganismos gram positivos y algunos gram negativos, pero es inactivo sobre bacterias ácido resistentes, esporas y virus. La mayor parte de las cepas de *Pseudomona Aeruginosa* y de *Proteus* de origen hospitalario son resistentes a la acción de la clorhexidina.

→ FÓRMULA

Cada 100 mL de solución tópica contiene:

Gluconato de Clorhexidina 20 %.....10,00 g

Excipientes: Glicerol, Propilenglicol, Alcoholes Grasos Etoxilados, Colorante FD&C Azul N° 1, Colorante FD&C Amarillo N° 5, Colorante D&C rojo N° 33, Agua Purificada cs.

→ INDICACIÓN

DICHLOREXAN Solución Tópica 2% Coloreada para antisepsia y demarcación de piel previo a un procedimiento invasivo y/o quirúrgico.

→ INSTRUCCIONES DE USO

Lavar el campo operatorio con abundante agua y con jabón Dichlorexan, enjuagar y repetir el proceso. Secar con paño o compresas estériles. Aplicar **DICHLOREXAN Solución Acuosa 2% Coloreada** con tórula o gasa estéril frotando sobre la piel en cantidad suficiente como para cubrir todo el campo operatorio. Dejar secar por 3 minutos aproximadamente para lograr efecto óptimo y repetir si es necesario.

Aplicación en neonatos: usar según indicación médica.

DICHLOREXAN®

Solución Tópica Coloreada 2%

→ **SEGURIDAD DE USO**

Los estudios toxicológicos demuestran que la clorhexidina no se absorbe a través de la piel sana, no es tóxica y posee un bajo potencial de irritación. Se ha demostrado que la clorhexidina es tóxica a nivel de mucosas y además posee efecto ototóxico. Tiene buena compatibilidad con pH normal de la piel.

→ **CONTRAINDICACIONES**

No utilizar en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a la clorhexidina, o a los componentes de la formulación especialmente a los colorantes. No utilizar sobre mucosas.

→ **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS**

Uso externo.

Evitar contacto con ojos, oídos y boca.

En caso de salpicaduras en los ojos, enjuague con agua durante 15 minutos.

En caso de ingestión consulte con su médico o llame al Centro de Información Farmacológica y de Farmacovigilancia, CIFFUC, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, al teléfono: 2 23543457.

Mantener en lugar fresco a no más de 25 °C y protegido de la luz. No mezcle con otros productos químicos o detergentes.

No utilizar en neonatos prematuros sin indicación médica. No usar en piel dañada o quemada, en forma extensa.

No utilizar en antisepsia vaginal.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

→ **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Descripción	Solución Acuosa
Color	Café
pH	5,0 - 6,0
Concentración activo	2%

→ **PRESENTACIÓN COMERCIAL**

Presentación	Código Producto Terminado (PT)	Unidad de Venta
Dichlorexan Sol. Acuosa 2% 50cc	2400290	35 unidades por caja
Dichlorexan Sol. Acuosa 2% 125cc	2400291	56 unidades por caja

Venta directa en Establecimientos tipo A y B.

Registro ISP N° F-18108.