

## FICHA TÉCNICA CATÉTER NEXIVA™ DUAL PORT

Nombre genérico	Catéter venoso periférico con bioseguridad con sistema integrado de doble puerto
País de origen	Estados Unidos

## **DESCRIPCIÓN**

Catéter venoso periférico con sistema integrado de infusión periférica (catéter + extensión) de doble puerto, con bioseguridad pasiva, contención de sangre, plataforma de estabilización y tecnología BD Instaflash™. Catéter fabricado en BD Vialón™ material termosensible, con memoria elastomérica, radiopaco que se adapta a la forma del vaso sanguíneo. El catéter y la extensión en su conjunto permiten presiones hasta de 300 PSI. Incluye conector BD Q- Site ™.



ESPECIFICACIONES		
Producto estéril	V	Óxido de etileno
Uso único	~	
Libre de látex, DEHP	~	
Código de barra en caja		
Código de barra individual		
Requiere entrenamiento para su		
uso		
Certificaciones	~	CLV/ ISO 13485

ALMACENAMIENTO					
Duración del producto almacenado	3 años				
Condiciones de almacenamiento	No requiere condiciones especiales				
Condiciones de transporte	No requiere condiciones especiales				

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	FLUJO/TIEMPO	EXTENSION TUBO mm	PRESENTACIÓN
383530	24G x 0.56 IN	AMARILLO	1080 ml/hora	1.22	Caja x 20 U.
383531	24G x 0.75 IN	AMARILLO	1140 ml/hora	1.22	Caja x 20 U.
383532	22G x 1.00 IN	CELESTE	1980 ml/hora	1.22	Caja x 20 U.
383536	20G x 1.00 IN	ROSADO	3660 ml/hora	1.65	Caja x 20 U.
383537	20G x 1.25 IN	ROSADO	3480 ml/hora	1.65	Caja x 20 U.
383539	18 G x 1.25 IN	VERDE	5040 ml/hora	1.65	Caja x 20 U.

Becton Dickinson
Email: sac\_chile@bd.com

Avenida Andrés Bello 2325 piso 15, Providencia, Santiago, Chile 36-22-4827800

Website: www.bd.com