

Filtek™ Z350 XT

Restaurador universal

Descripción

Filtek™ Z350 XT resina de relleno 100% nanométrico, con tamaño de nano partículas bajo los 100 nm, de fotopolimerización, diseñada para ser utilizada en restauraciones anteriores y posteriores.

Necesita de un adhesivo dental, como Single Bond 2 o Single Bond Universal.

Disponible en un amplio rango de colores y en opacidades: dentina, esmalte, cuerpo y translúcidos. Para realizar reconstrucciones en técnica de una solo opacidad, opacidad dual, y estratificación completa.

Viene en presentación de jeringas de 4 g y en kits de 5 y 8 jeringas (solo disponibles en Chile).



Ventajas

Nanotecnología

- El 100% del tamaño del relleno es nanométrico, que le confieren un brillo y estética mayor que el resto de los composites.
- El contenido de nanocluster en el relleno (aglomeraciones de nanopartículas), produce una integridad estructural ofreciendo un composite con gran resistencia a la fractura y al desgaste.

Versatilidad

- Se puede utilizar en técnica incremental con una sola opacidad, opacidad dual, o estratificación completa, dependiendo de los requerimientos estéticos de su paciente.
- Disponibles en: Opacidades dentina, cuerpo, esmalte y translúcidos para técnica estratificada.

Indicaciones de uso

- Restauraciones directas en anteriores y posteriores.
- Fabricación de núcleos.
- Ferulizaciones.
- Restauraciones indirectas incluyendo inlays, onlays y carillas.
- Restauraciones Clase I, II, III, IV y V.
- Odontología Mínimamente Invasiva (OMI).
- Técnica sándwich con ionómeros de vidrio.
- Reconstrucción de cúspides.

3M Cono Sur



Colectora Oeste de Panamericana 576, Garin, Provincia de Buenos Aires - Argentina



Santa Isabel 1001, Providencia, Santiago – Chile



Cr. Luis Lecueder 3536 Local SS2001, World Trade Center, Montevideo - Uruguay

Presentación

Jeringas: Jeringa de 4 g colores disponibles A1D, A2D, A3D, A4D, WD, A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, B1B, B2B, B3B, C2B, A1E, A2E, A3E, B2E, B2E, D2E, WE, AT, BT y CT.

Kits: Sólo disponibles en Chile.

-Essential Kit x 5 Jeringas Z350 XT (tonos A1B, A2B, A3B, A3.5B y B1B) + Single Bond Universal 5ml + Etchant Gel Jer + 6 Sof-Lex Diam + accesorios.

-Kit Estética Avanzada x 8 Jeringas Z350 XT (tonos WD, A1D, A2D, A3D, WE, A2E, A3E y CT) + Single Bond Universal 5ml + Etchant Gel Jer + 6 Sof-Lex Diam + accessories.

3M Cono Sur



Colectora Oeste de Panamericana 576, Garin, Provincia de Buenos Aires - Argentina



Santa Isabel 1001, Providencia, Santiago – Chile



Cr. Luis Lecueder 3536 Local SS2001, World Trade Center, Montevideo - Uruguay