

Adper Single Bond 2

Adhesivo con nanotecnología



Ficha Técnica

Descripción

Agente adhesivo con nanorelleno estable, distribuido en forma homogénea, que contribuye a un mejor desempeño clínico; Adper Single Bond 2 es más rápido, fácil y práctico para el procedimiento adhesivo de rutina en la consulta dental, de restauraciones directas con resina compuesta.

Ventajas

- Basado en el Adhesivo Adper Single Bond, clínicamente comprobado.
- Mayor fuerza de adhesión que el Adhesivo Adper Single Bond.
- Tecnología de nanorelleno patentada que evita que el relleno se sedimente; no necesita agitarse.
- Su solvente de etanol/agua es menos volátil que el de los adhesivos con base de acetona, menos desperdicio y un desempeño más homogéneo.
- Contiene copolímero Vitrebond resistente a la humedad
- Botella anaranjada translúcida que permite ver la cantidad de producto remanente.
- Versátil, indicado para restauraciones directas e indirectas (con RelyX ARC)
- Su tapa abatible (Flip-top) se cierra herméticamente minimizando la evaporación: menos desperdicio y un desempeño más homogéneo.

Indicaciones de Uso

- Restauraciones directas foto polimerizables:
 - Adhesión de resinas compuestas foto polimerizables
 - Reparación de porcelana/resina
 - Desensibilización de superficies radiculares
- Adhesión de restauraciones indirectas con cemento de resina RelyX ARC:
 - Cementación de coronas y puentes
 - Cementación de inlays y onlays
 - Cementación de postes endodónticos
 - Adhesión de amalgamas

Instrucciones de Uso

Técnica adhesiva de grabado total, foto polimerización por 10 segundos.

Presentación

Adper Single Bond 2, botella 6 grs.
Instructivos