

ScotchBond™ Universal

Gel grabador Universal

Descripción

Es un agente grabador de ácido fosfórico al 32% empleado para grabar esmalte y dentina, según las instrucciones e indicaciones de uso que acompañan a los diferentes sistemas de adhesión dental.



Ventajas

- Color azul para una aplicación precisa.
- Su punta dispensadora flexible se puede ajustar individualmente previo a la aplicación.
- De consistencia y color mejorados para su fácil colocación.
- Baja viscosidad, consistencia tipo gel.

Indicaciones de uso

El gel grabador de ácido fosfórico desmineraliza la superficie del esmalte y la dentina a fin de prepararlos para la adhesión.

Presentación

2 jeringas de gel grabador, 3 ml Contiene 32% de ácido fosfórico 2 puntas dispensadoras Scotchbond™.

3M Cono Sur



Colectora Oeste de Panamericana 576, Garin, Provincia de Buenos Aires - Argentina



Santa Isabel 1001, Providencia, Santiago – Chile



Cr. Luis Lecueder 3536 Local SS2001, World Trade Center, Montevideo - Uruguay