

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto

Registro	: F-20893/19
Nombre	: SOLUPREP SOLUCIÓN TÓPICA
Referencia de Tramite	: RF486139
Equivalencia Terapéutica o Biosimilar	:
Titular	: 3M CHILE S.A.
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscribase	: 4586
Fecha Inscribase	: 10/03/2014
Ultima Renovación	: 10/03/2019
Fecha Próxima renovación	: 10/03/2024
Régimen	: Importado Terminado con Reacondicionamiento Local
Vía Administración	: TOPICA
Condición de Venta	: Directa
Expende tipo establecimiento	: Establecimientos Tipo A - B Y Asistencial
Indicación	: Antiséptico de uso tópico, para procesos quirúrgicos y heridas traumáticas poco profundas.

Envases

Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Venta Público	Espónja de poliuretano flexible impregnada con la solución tópica, Incluido en un Sachet de aluminio y polietileno de baja densidad termosellado	36 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	2 a 4	ESPONJAS
Envase Clínico	Espónjas de poliuretano flexible	36 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	2 a 4	ESPONJAS
Muestra Médica	Espónjas de poliuretano flexible	36 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	2 a 4	ESPONJAS
Muestra Médica	Hisopo de poliuretano con una punta de esponja plana fija con un mango de polipropileno blanco, impregnado con solución tópica	36 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	1	ENVASES
Envase Clínico	Hisopo de poliuretano con una punta de esponja plana fija con un mango de polipropileno blanco, impregnado con solución tópica	36 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	1	UNIDADES
Venta Público	Hisopo de poliuretano con una punta de esponja plana fija con un mango de polipropileno blanco, impregnado con solución tópica	36 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	1	ENVASES
Venta Público	Toallita de papel impregnado con solución tópica	36 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	1	TOALLITAS
Envase Clínico	Toallita de papel impregnado con solución tópica	36 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	1	TOALLITAS
Muestra Médica	Toallita de papel impregnado con solución tópica	36 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	1	TOALLITAS

Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
PROCEDENTE	3M CANADA COMPANY	CANADÁ

IMPORTADOR	3M CHILE S.A.	CHILE
DISTRIBUIDOR	DROGUERÍA KUEHNE + NAGEL LTDA.	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	KUEHNE + NAGEL LTDA.	CHILE
FABRICACIÓN EXTRANJERO TERMINADO	LABORATOIRE ATLAS INC.	CANADÁ
PROCEDENTE	LABORATOIRE ATLAS INC.	CANADÁ
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD KUEHNE + NAGEL LTDA.	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO KUEHNE + NAGEL LTDA.	CHILE
REACONDICIONAMIENTO LOCAL	LABORATORIO PHARMA ISA LTDA	CHILE
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIO PHARMA ISA LTDA.	CHILE
FABRICANTE DE PRINCIPIOS ACTIVOS	MEDICHEM S.A.	ESPAÑA
FABRICANTE DE PRINCIPIOS ACTIVOS	SHELL CHEMICALS CANADA LTD	CANADÁ
FABRICANTE DE PRINCIPIOS ACTIVOS	UNION CARBIDE CORPORATION	U.S.A.

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
CLORHEXIDINA GLUCONATO	2,00	g	
ISOPROPANOL	70,00	mL	

 [Volver a tabla de registros encontrados](#)

Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000
Ñuñoa, Santiago
Casilla 48 Correo 21
Código Postal 7780050

Mesa Central
(56-2) 5755 101
Informaciones
(56-2) 5755 201

Contacto con OIRS
[Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias](#)