

## SCANMED TIRAS REACTIVAS DE GLICEMIA

559684

◆ **Descripción:**

Tiras reactivas para medición de glucosa en sangre con equipos SCANMED.

◆ **Características y aspectos técnicos:**

\* **Composición:**

Frasco con 50 tiras reactivas para el control de la glicemia.

\* **Características :**

Las tiras SCANMED no requieren calibración, solo inserte la tira en el equipo, ponga la gota de sangre en la punta de la cinta y espere el resultado en 5 segundos.

◆ **Usos:** Aptos para el autocontrol y uso profesional.

- \* Medición capilar de glicemia con equipos SCANMED.

◆ **Certificaciones:**

- \* ISO 13485
- \* CUMPLIMIENTO ISO 15197:2015
- \* Certificación C.E

◆ **Presentación y empaque:**

- \* Frasco foto protegido con tapa de seguridad hermética con 50 tiras reactivas, empaque secundario caja de cartón con información del producto, resistente.



◆ **Condiciones de almacenamiento y vencimiento:**

- \* Conservar en un lugar limpio, fresco y seco. No usar si envase primario se encuentra abierto o dañado. Fecha vencimiento según indique fabricante en empaque.

◆ **Marca:**

- \* SCANMED

◆ **Fabricante y distribuidor:**

- \* VivaCheck Biotech (Hangzhou) Co., Ltda. Importado y distribuido por INVERLAR S.P.A.

◆ **Procedencia:**

- \* Republica Popular China