



FICHA TÉCNICA

Descripción:

El Primer 3M™ Transbond™ XT es un agente fotopolimerizable de primordial importancia en el procedimiento de adhesión ya que prepara la superficie del esmalte para recibir al bracket con el adhesivo y aumenta la fuerza adhesiva.

- El Primer 3M™ Transbond™ XT es compatible con: Transbond™ XT Light Cure Adhesive, 3M™ Transbond™ PLUS Color Change Adhesive y 3M™ Transbond™ Supreme LV Light Cure Adhesive.
- Prepara la superficie de esmalte
- Incrementa la fuerza adhesiva
- Compatible con diversos adhesivos ortodónticos 3M
- Excelentes propiedades de manipulación
- Presentación en botella de 6 ml
- Excelentes propiedades de manejo, incluida la ausencia de deriva del soporte y la fácil limpieza del flash

Indicaciones:

- Primer de ortodoncia
- Úselo para unir brackets de metal y cerámica a las superficies de los dientes

Presentación:

Cod Munnich	Producto	Presentación
576582	3M TRANSBOND XT PRIMER REF:712-034	Frasco 6 ml