

Soluciones Dentales

Arco Nitinol Clásico 3M™ Unitek™OrthoForm™ III, Ovoide, Inferior, .018, Ref. , 4296-522,



25 Agosto 2025

FICHA TÉCNICA

Descripción:

Desarrollado como una alternativa a los arcos de acero inoxidable, este arco "Classic" continúa brindando la elasticidad lineal y la capacidad de flexión del acero de alta resistencia y el rango de trabajo elástico y las fuerzas más ligeras que solo un níquel titanio puede brindar. Fue el primero y sigue siendo el más versátil. Es un arco superelástico activado térmicamente, es el más fácil de acoplar de los alambres de Nitinol y proporciona fuerzas ligeras y continuas que mueven los dientes con eficacia.

- Amplio rango de trabajo
- 40% de las fuerzas de acero inoxidable
- 10 unidades de uso
- Aplicación de fuerzas ligeras y contínuas
- Terminado mate para una mejor apariencia estética
- Fricción Media
- Módulo bajo

Aplicaciones sugeridas

• Para facilitar la inserción y el enganche de los cables sin importar el sistema del aparato

Presentación

| Cod Munnicl | Producto | Presentación |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | 576592-Nitinol CLASSIC |
| | | ORTOFORM III Ovoid Inferior L 018 |
| | Arcos Nitinol Clasico 018 L | Ref 4296-522 - Caja con 10 |
| 576592 | REF:4296-522 | alambres -3M™Unitek™ |

