

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto	
Registro	: F-13625/19
Nombre	: CEFIRAX POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL 100 mg/5 mL, CON SOLVENTE
Referencia de Tramite	:
Equivalencia Terapéutica o Biosimilar	:
Titular	: LABORATORIOS SAVAL S.A.
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscribase	: 2100
Fecha Inscribase	: 25/03/2004
Ultima Renovación	: 26/03/2019
Fecha Próxima renovación	: 26/03/2024
Régimen	: Fabricación Nacional
Vía Administración	: ORAL
Condición de Venta	: Receta Médica Retenida
Expende tipo establecimiento	: Venta A Establecimiento A
Indicación	: Indicada para el tratamiento oral de infecciones del tracto respiratorio provocadas por microorganismos susceptibles. * Exacerbaciones agudas de bronquitis crónica * Neumonía adquirida de la comunidad * Otitis media aguda * Faringitis y tonsilitis causadas por estreptococo pyogenes. Se indica también en infecciones producidas por microorganismos susceptibles en * gonorrea no complicada * infecciones no complicadas de la piel o estructuras de la piel * infecciones no complicadas del tracto urinario.

Envases					
Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Muestra Médica	FRASCO DE VIDRIO AMBAR ROTULADO Y/O 1 FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BLANCO OPACO ROTULADO SEELLADO CON TAPA PILFER PROOF DE ALUMINIO CON 12 G DE POLVO PARA OBTENER 20 ML DE SUSPENCIÓN RECONSTITUIDA, ADEMAS CONTIENE UN FRASCO DE POLIETILENTERFTALATO AMBAR ROTULADO ALTERNATIVAMENTE POLIETILENO O VIDRIO SELLADO CON TAPA PILFER PROOF DE ALUMINIO ETIQUETADO CON 13 ML DE SOLVENTE	24M	Almacenado A No Más De 25°C	1	FRASCO
Venta Público	FRASCO DE VIDRIO AMBAR ROTULADO Y/O 1 FRSCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BLANCO OPACO ROTULADO SEELLADO CON TAPA PILFER PROOF DE ALUMINIO CON 12 G DE POLVO PARA OBTENER 20 ML DE SUSPENCIÓN RECONSTITUIDA, ADEMAS CONTIENE UN FRASCO DE POLIETILENTERFTALATO AMBAR ROTULADO ALTERNATIVAMENTE POLIETILENO O VIDRIO SELLADO CON TAPA PILFER PROOF DE ALUMINIO	24M	Almacenado A No Más De 25°C	1	FRASCO

	ETIQUETADO CON 13 ML DE SOLVENTE				
Envase Clínico	FRASCO DE VIDRIO AMBAR ROTULADO Y/O 25-50-100 FRASCOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BLANCO OPACO ROTULADO SELLADO CON TAPA PILFER PROOF DE ALUMINIO CONTENIENDO 18-30-36-45 ó 60 G DE POLVO PARA OBTENER 30-50-60-75 ó 100 ML DE SUSPENSION RECONSTITUIDA, ADEMAS CONTIENE 25-50 ó 100 FRASCOS DE POLIETILENTERFTALATO AMBAR ROTULADO ALTERNATIVAMENTE POLIETILENO O VIDRIO SELLADO CON TAPA PILFER PROOF DE ALUMINIO ETIQUETADO CON 17-28,4-34-42,5 ó 56,7 ML DE SOLVENTE,	24M	Almacenado A No Más De 25°C	25-50 ó 100	FRASCO
Envase Clínico	FRASCO DE VIDRIO AMBAR ROTULADO Y/O 25-50-100-500 ó 1000 FRASCOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BLANCO OPACO ROTULADO SELLADO CON TAPA PILFER PROOF DE ALUMINIO CONTENIENDO 6-18-30-35-45-ó 60 G DE POLVO PARA OBTENER 10-30-50-60-75 ó 100 ML DE SUSPENSION RECONSTITUIDA, ADEMAS CONTIENE 25-50-100-500-1000 FRASCOS DE POLIETILENTERFTALATO AMBAR ROTULADO ALTERNATIVAMENTE POLIETILENO O VIDRIO SELLADO CON TAPA PILFER PROOF DE ALUMINIO ETIQUETADO CON 6,5-17-28,4-34-42,5-56,7 ML DE SOLVENTE,	24M	Almacenado A No Más De 25°C	25-50-100-500 ó 1000	FRASCO
Envase Clínico	FRASCO DE VIDRIO AMBAR ROTULADO Y/O 25-50-100-500-1000 FRASCOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BLANCO OPACO ROTULADO SEELLADO CON TAPA PILFER PROOF DE ALUMINIO CON 12 G DE POLVO PARA OBTENER 20 ML DE SUSPENSION RECONSTITUIDA, ADEMAS CONTIENE 25-50-100-500-1000 FRASCOS DE POLIETILENTERFTALATO AMBAR ROTULADO ALTERNATIVAMENTE POLIETILENO O VIDRIO SELLADO CON TAPA PILFER PROOF DE ALUMINIO ETIQUETADO CON 13 ML DE SOLVENTE	24M	Almacenado A No Más De 25°C	25-50-100-500-1000	FRASCO
Muestra Médica	FRASCO DE VIDRIO AMBAR ROTULADO Y/O UN FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BLANCO OPACO ROTULADO SELLADO CON TAP PILFER PROOF DE ALUMINIO CONTENIENDO 18-30-36-45 ó 60 G DE POLVO PARA OBTENER 30-50-60-75 ó 100 ML DE SUSPENSION RECONSTITUIDA, ADEMAS CONTIENE UN FRASCO DE POLIETILENTERFTALATO AMBAR ROTULADO ALTERNATIVAMENTE POLIETILENO O VIDRIO SELLADO CON TAPA PILFER PROOF DE ALUMINIO ETIQUETADO CON 17-28,4-34-42,5 ó 56,7 ML DE SOLVENTE,	24M	Almacenado A No Más De 25°C	1	FRASCO
Venta Público	FRASCO DE VIDRIO AMBAR ROTULADO Y/O UN FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA	24M	Almacenado A No Más De 25°C	1	FRASCO

	DENSIDAD BLANCO OPACO ROTULADO SELLADO CON TAPA PILFER PROOF DE ALUMINIO CONTENIENDO 6 G DE POLVO PARA OBTENER 10 ML DE SUSPENCION RECONSTITUIDA, ADEMAS CONTIENE UN FRASCO DE POLIETILENTERFTALATO AMBAR ROTULADO ALTERNATIVAMENTE POLIETILENO O VIDRIO SELLADO CON TAPA PILFER PROOF DE ALUMINIO ETIQUETADO CON 6,5 ML DE SOLVENTE,				
Muestra Médica	FRASCO DE VIDRIO AMBAR ROTULADO Y/O UN FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BLANCO OPACO ROTULADO SELLADO CON TAPA PILFER PROOF DE ALUMINIO CONTENIENDO 6 G DE POLVO PARA OBTENER 10 ML DE SUSPENCION RECONSTITUIDA, ADEMAS CONTIENE UN FRASCO DE POLIETILENTERFTALATO AMBAR ROTULADO ALTERNATIVAMENTE POLIETILENO O VIDRIO SELLADO CON TAPA PILFER PROOF DE ALUMINIO ETIQUETADO CON 6,5 ML DE SOLVENTE,	24M	Almacenado A No Más De 25°C	1	FRASCO
Venta Público	FRASCO DE VIDRIO AMBAR ROTULADO Y/O UN FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BLANCO OPACO ROTULADO SELLADO CON TAPA PILFER PROOF DE ALUMINIO CONTENIENDO 18- 30-36-45 ó 60 G DE POLVO PARA OBTENER 30-50-60-75 ó 100 ML DE SUSPENCION RECONSTITUIDA, ADEMAS CONTIENE UN FRASCO DE POLIETILENTERFTALATO AMBAR ROTULADO ALTERNATIVAMENTE POLIETILENO O VIDRIO SELLADO CON TAPA PILFER PROOF DE ALUMINIO ETIQUETADO CON 17-28,4-34- 42,5 ó 56,7 ML DE SOLVENTE,	24M	Almacenado A No Más De 25°C	1	FRASCO

Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
DISTRIBUIDOR	LABORATORIOS SAVAL S.A.	CHILE
FABRICACIÓN NACIONAL TERMINADO	LABORATORIOS SAVAL S.A.	CHILE

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
CEFPODOXIMA PROXETIL	4,831	g*	Cada 100 g de polvo contiene:

Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000 Ñuñoa, Santiago Casilla 48 Correo 21 Código Postal 7780050	Mesa Central (56-2) 5755 101 Informaciones (56-2) 5755 201	Contacto con OIRS <u>Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias</u>
---	---	--