



Jeringa

# BD Plastipak™



## Descripción

Las jeringas de tres piezas **BD Plastipak™** son dispositivos médicos usados para inyección de sustancias médicas, extracciones de sangres y aspiración de fluidos de viales, ampollas y partes del cuerpo bajo la superficie de la piel<sup>1</sup>.

Las jeringas punta catéter **BD Plastipak™**, están diseñadas para irrigar, extraer o instilar líquido en una cavidad corporal o una herida.



## Aspectos Técnicos

Las jeringas **BD Plastipak™** están compuestas por un barril de polipropileno con una escala numérica nítida. Además, cuentan con un émbolo de polipropileno y un pistón de elastómero libre de látex, con anillo de retención que previene la salida accidental del émbolo<sup>1</sup>.

Su lubricación con silicona de grado médico <0,25 mg/cm<sup>2</sup> tanto en la superficie interna como en el tapón, permite un movimiento suave del émbolo. Producto de uso único. Libre de pirógenos.

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| NOMBRE:            | BD Plastipak™                           |
| TIPO:              | Jeringas hipodérmicas                   |
| PRESENCIA DE DEHP: | NO                                      |
| MATERIAL:          | Polipropileno                           |
| PRESENTACIÓN:      | Empaque individual                      |
| ALMACENAMIENTO:    | Lugar limpio y seco, proteger de la luz |

|                                                                                                        |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de esterilización<br><b>EO</b>                                                                  | Vigencia<br><b>5 años</b>                                                                              |
| <br>Libre de Látex | <br>Certificación |



Catálogo Chile

| SKU    | Descripción de producto                             | Fabricación | Registro ISP |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 990214 | Jeringa 1cc iberulina Luer Slip con aguja 25Gx5/8   | Brasil      | DM169        |
| 990146 | Jeringa 1cc tuberculina Luer Slip con aguja 27Gx1/2 | Brasil      | DM169        |
| 990597 | Jeringa 3cc Luer Slip con aguja 21Gx1 1/2           | Brasil      | DM169        |
| 990337 | Jeringa 5cc Luer Slip 21Gx1 1/2                     | Brasil      | DM169        |
| 990600 | Jeringa 10cc Luer Slip con aguja 21Gx1 1/2          | Brasil      | DM169        |
| 990676 | Jeringa 3cc Luer Lock con aguja 23Gx1               | Brasil      | DM169        |
| 990407 | Jeringa 3cc Luer Lock 21Gx 1 1/2                    | Brasil      | DM169        |
| 990408 | Jeringa 5cc Luer Lock con aguja 21Gx1 1/2           | Brasil      | DM169        |
| 990409 | Jeringa 10cc Luer Lock con aguja 21Gx1 1/2          | Brasil      | DM169        |
| 990173 | Jeringa 20cc Luer Slip                              | Brasil      | DM189        |
| 990687 | Jeringa 20cc Luer Lock                              | Brasil      | DM169        |
| 300865 | Jeringa 50-60cc Luer Lock                           | España      | DM203        |
| 300866 | Jeringa 50-60cc Luer Slip punta excéntrica          | España      | DM201        |
| 300867 | Jeringa 50-60cc punta catéter sonda                 | España      | DM202        |

3@A@M@ I>?<N  
É] #@>0J I!%>F) I NJ I]leédédg]!#%!1&<N0K<F<sup>5</sup> - INTM I B@N!R0CJP0! I @@?%@N]

