

MUNCARE® JERINGA HIPODERMICA

Descripción

Jeringa Hipodérmica Estéril Desechable Con o Sin Aguja, Luer Lock, Luer Slip, Punta Excéntrica, Punta Catéter.

Características y aspectos técnicos

Jeringas de Polipropileno (PP), Aguja de acero inoxidable Tribiceladas, Libre de Látex. Libre de DEHP
Jeringa con barril transparente con números claros, escala numérica precisa y nítida y un vástago de émbolo cónico, con tope de goma. Para las presentaciones con aguja, en tuberculina (1 ml) viene acompañada de una aguja: 25Gx5/8 o 27G/x1-1/2; y para el resto de las jeringas con aguja, de 21Gx1-1/2".

Condiciones de almacenamiento y vencimiento

Almacenar en un lugar fresco, seco, evitando la exposición permanente al sol y humedad. Mantener a temperatura entre 15-25 °C. No utilizar si el envase primario se encuentra abierto o deteriorado. Vencimiento, 5 años a partir de fecha indicada de fabricación.

Fabricante y distribuidor

Fabricado / Esterilizado por: Yangzhou Medline Industry Co., Ltd. No. 108, Jinshan Road, Economic Development Zone, Yangzhou, 225009 Jiangau).

Procedencia: República Popular China.

Importado y distribuido por: Socofar S.A Agencia en Chile y Munnich Pharma Medical SpA



Usos

Dispositivo médico regulado por el Instituto de Salud Pública, usado principalmente para extraer o inyectar fluidos, líquidos y/o medicamentos en conductos, cavidades o tejidos corporales.

Presentación y empaque

Envase primario individual con fácil apertura, sobre sellado que garantiza la esterilidad del producto. Envase secundario, caja de cartón resistente a la manipulación, condiciones de almacenamiento y distribución.

Certificaciones

- Libre de Látex
- ISO 13485
- Registro ISP DM402/15, DM403/15, DM401/15, DM400/15

Información para pedidos

CODIGO INTERNO	TIPO DE JERINGA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	EMPAQUE
549392	JERINGA LUER LOCK CON AGUJA	MUNCARE JERINGA LUER LOCK 3ML 21Gx11/2x100	100 UNID/ CAJA
549394		MUNCARE JERINGA LUER LOCK.5ML 21Gx11/2x100	100 UNID/ CAJA
549389		MUNCARE JERINGA LUER LOCK 10ML 21Gx11/2x100	100 UNID/ CAJA
271514		MUNCARE JERINGA LUER LOCK 20ML 21Gx11/2	50 UNID/ CAJA
761001	JERINGA LUER LOCK SIN AGUJA	MUNCARE JERINGA LUER LOCK 3ML SIN AGUJAx100	100 UNID/ CAJA
549395		MUNCARE JERINGA LUER LOCK 5ML S/Ax100	100 UNID/ CAJA
549391		MUNCARE JERINGA LUER LOC 20ML 21Gx11/2x50	50 UNID/ CAJA
761004		MUNCARE JERINGA LUER LOCK S/A 50ml	25 UNID/ CAJA
761006	JERINGA LUER SLIP CON AGUJA	MUNCARE JERINGA LUER SLIP 3ML 21Gx11/2x100	100 UNID/ CAJA
761007		MUNCARE JERINGA LUER SLIP 5ML 21Gx11/2	100 UNID/ CAJA
761008		MUNCARE JERINGA LUER SLIP 10ML 21Gx11/2	100 UNID/ CAJA
761009		MUNCARE JERINGA LUER SLIP 20ML 21Gx11/2x100	50 UNID/ CAJA
549387	JERINGAS OTRAS CONEXIONES	MUNCARE JERINGA PUNTA CATETER S/A 50MLx25	25 UNID/ CAJA
549388		MUNCARE JERINGA PUNTA EXCENTRICA S/A 50MLx25	25 UNID/ CAJA
549396	JERINGAS	MUNCARE JERINGA TUBERCULINA 1ML 25Gx5/8x100	100 UNID/ CAJA
549397	TUBERCULINAS	MUNCARE JERINGA TUBERCULINA 1ML 27Gx1/2x100	100 UNID/ CAJA