

RS-Blue

Graft  technology
 Alchimia transplant
 AL.CHI.MI.A. s.r.l.
 Viale Europa, 12/A - 35020 Ponte S. Nicolò (PD) - Italy
 Ph. +39-049-8962074/64 - Fax +39-049-8962071
 www.graft-tec.com • e-mail: graft-tec@graft-tec.com



CE 0546

RS-Blue Tinte Reversible para los Tejidos

Ingredientes	Trypan azul
	Cloruro de sodio
	Cloruro de potasio
	Cloruro de magnesio
	Fosfato de sodio bibasico
	Fosfato de sodio monobasico
	Cloruro de calcio
	Glucosa
Forma	Líquido
Presentación	Confección de 6 frascos de 1.5 ml
Temperatura de conservación	Temperatura ambiente
Tiempo de conservación	24 meses
Código de orden	RSB-001-00
Acción	Colorante reversible para los tejidos

CARACTERISTICAS

BENEFICIOS

TRYPAN AZUL	CONCENTRACION EFICAZ
ESTERILIZADO	ESTERILIZACION GARANTIZADA AL INTERNO Y AL EXTERNO DEL FRASCO
SOLUBLE	SOLUCION FISIOLÓGICA AFINE AL PLASMA
FRASCO EN VIDRIO BOROSILICADO (de acuerdo a las especificaciones ASTM tipo E438 requeridas para el vidrio A de primera clase)	SUPERA LOS EXAMENES REQUERIDOS POR F.U.I., B.P., E.P. Y FDA
Cerradura en goma de silicón teflonada segun el sistema destapa fácil	SUPERA LOS EXAMENES REQUERIDOS POR F.U.I., B.P., E.P. Y FDA

NOTA: Cada uno de los frascos esta confeccionado dentro de una bolsa facilmente rompible junto con las especificaciones médicas correspondientes