

FICHA TÉCNICA DE COSMÉTICO, SUPLEMENTO Y ALIMENTO
CAARP01-F3-V01

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

PRODUCTO:	BLEMIL PLUS 3 NUTRIEXPERT	CONCENTRACIÓN:	N.A
ACTIVO:	N.A	FORMA FARMACÉUTICA:	Polvo

2. REGISTRO SANITARIO

NUMERO:	RSIA02I81715	MODALIDAD:	Importar y Vender
TITULAR:	Laboratorios Ordesa, SL	FABRICANTE AUTORIZADO:	Laboratorios Ordesa, SL
VIGENCIA:	02/07/2025	IMPORTADOR:	Suiphar de Colombia S.A.S

3. USO

ALIMENTO LACTEO CON PREBIÓTICOS Y PROBIÓTICOS PARA NIÑOS EN CRECIMIENTO. Blemil Plus 3 debe utilizarse como parte de una alimentación mixta apartir del primer año de vida del lactante.

4. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

PRECAUCIONES: Para asegurar su correcta conservación, una vez abierta, mantenga la lata cubierta con la tapa de plástico y guardela bien cerrada en un lugar fresco y seco.

Una vez abierta la lata , utilice su contenido en el plazo máximo de un mes.


ADVERTENCIAS: Preparar el biberón inmediatamente antes de su uso una vez preparado, se recomienda consumirlo antes de una hora .Deseche el producto sobrante , no lo reutilice.

Use exclusivamente la medida contenida en este envase para la preparación del biberon, solo así asegurara una correcta nutrición

5. PRESENTACIONES COMERCIALES

CÓDIGO ARTÍCULO	PRESENTACION	CUM	CÓDIGO DE BARRAS
00035784	Lata x 800 g	N.A	GTIN 13:8426594047917 GTIN 14: 18426594047914
00035785	Sobre x 38.4 g	N.A	N.A

6. OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VIDA ÚTIL:	24 meses	TIPO DE EMPAQUE:	N.A
ALMACENAMIENTO:	En un lugar fresco y seco	TIPO DE EMBALAJE:	CajaCorrugada (40.5x27x16.8) 6 Latas x 800g
TIPO DE ENVASE:	Lata de hojalata / Poliester metalizado, Aluminio, polietileno	ACCESORIOS:	N.A
FECHA:	12/11/2019		
ELABORADO POR:	Firma:  Nombre: Sandra Isabel Alfonso Cargo: Inspectora de Calidad	REVISADO Y APROBADO POR:	Firma:  Nombre: Hademar Herazo Cargo: Director Técnico