FICHA TÉCNICA DE COSMÉTICO, SUPLEMENTO Y ALIMENTO CAARPO1-F3-V01

	1. DE	SCRIPCIÓN GENERAL	
PRODUCTO:	RENUEVE-C SERUM	CONCENTRACIÓN:	N.A
ACTIVO:	N.A	FORMA FARMACÉUTICA:	Solución
	2. R	EGISTRO SANITARIO	
NUMERO:	NSOC81762-17CO	MODALIDAD:	Importar y Vender
TITULAR:	SUIPHAR DE COLOMBIA S.A.S.	FABRICANTE AUTORIZADO:	BioDue S.p.A.
VIGENCIA:	11/10/2024	IMPORTADOR:	SUIPHAR DE COLOMBIA S.A.S.
THE SUBSECULTIVE CONTRACTOR SECRETARIES	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	COLUMN TO THE PROPERTY OF THE	

3. USO

La acción antioxidante de la vitamina C, combate los radicales libres contrarrestando el envejecimiento de la piel. Da luminosidad a la cara atenuando la pigmentación de las manchas de la piel.

Como reconstituir el producto para su uso: Enrosque la tapa hacia la derecha hasta el fondo para permitir que el polvo caiga en el líquido. Agite bien, abra y retire la tapa y sustitúyala con el cuentagotas.

Agitar

cada vez que se vaya a usar: la presencia de un precipitado de color claro es característica del producto por la vitamina C pura.

Modo de empleo: Utilizar una o dos veces al día. Verter unas gotas directamente sobre la cara o la yema del dedo, luego extender el producto con un masaje suave hasta que se absorba.

4. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No utilizar en caso de sensibilidad a uno de los componentes. El uso de productos de alta concentración de vitamina C puede dar lugar a algunos fenómenos ligeros que desaparecen normalmente después de unos minutos y progresivamente después de las primeras aplicaciones. Producto para uso cosmético exclusivo, no beber. Mantenga el producto alejado del alcance de los niños.

Jane 1	5. PRESENTA	ACIONES COMERCIALES	
CÓDIGO ARTÍCULO	PRESENTACION	CUM	CÓDIGO DE BARRAS
00031964	Renueve -C serum Caja x 6 viales de 5 mL	N.A	8030082001109
00032183	Renueve -C serum Caja x 1 vial de 5 mL	N.A	N.A
00032181	Renueve -C serum Caja x2 viales de 5 mL	N.A	N.A
00032182	Renueve -C serum Caja x 3 viales de 5 mL	N.A	N.A
	6. OTRAS ESPE	CIFICACIONES TÉCNICAS	
VIDA ÚTIL:	24 Meses	TIPO DE EMPAQUE:	Caja Plegadiza (Ancho:90mm,Largo:49 mm,Alto:69mm)
ALMACENAMIENTO:	Una vez reconstituido el producto mantiene la concentración de vitamina C durante 15 días. Mantenga el producto alejado de fuentes de luz directa.	TIPO DE EMBALAJE:	Caja Corrugada
TIPO DE ENVASE:	(PET) ámbar x 5mL. Tapa: Polipropileno de Mediana Densidad (MDPE).	ACCESORIOS:	2 Aplicadores x 30 mL
FECHA:	20/03/2018		
ELABORADO POR:	Firma: 5. Afortso. Nombre: Sandra Alfonso	REVISADO Y APROBADO POR:	Firma: HERDED. Nombre: Hademar Herazo
	Cargo: Inspectora de Calidad		Cargo: Director Técnico