



FICHA TÉCNICA
BIO-MEDICUS ONE PIECE
FEMORAL ARTERIAL
CANNULAE
MEDTRONIC

LAT-CO-SH-0043-R1

Página 1 de 3

1. Información General



Producto (Según Registro Sanitario)	Bio-Medicus TM Cannulae and Introducer/Cánulas e introductores
Nombre Comercial	Bio Medicus One Piece Femoral Arterial Cannulae
Marcas	Bio-Medicus TM
Fabricante Legal	Medtronic INC, Con domicilio en Estados Unidos de América
Número de Registro Sanitario	INVIMA 2016DM-0014860
Fecha de expiración del Registro Sanitario	27-06-2026
Clasificación del riesgo	III
Código GMDN	34893, 47733

2. Especificaciones

Composición	Componente		Material
	Cánula e	Introduccion	Poliuretano mezclado con THF; Isoplast 301 mezclado con THF; Alambre de acero inoxidable 302/304; Loctite 4061; Punta protectora de Polietileno, Tecoflex y Pebax.
	Tubo	conector	Policarbonato.
	Conector de		KratonG2705-1000



FICHA TÉCNICA
BIO-MEDICUS ONE PIECE
FEMORAL ARTERIAL
CANNULAE
MEDTRONIC

LAT-CO-SH-0043-R1

Página 2 de 3

Presentación Comercial
Condiciones de Almacenamiento

Método de esterilización

Vida Útil
Referencias

vena

Caja por 1 unidad.

CONSERVESE EN EL EMPAQUE ORIGINAL.

Almacénese en lugar fresco, seco y protegido de la luz.

El producto se suministra esterilizado por Óxido de Etileno. **NO REESTERILIZAR**

4 años

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
96820-008	Bio-Medicus® Pediatric Arterial Cannula and Obturator, 8 Fr.
96820-010	Bio-Medicus® Pediatric Arterial Cannula and Obturator, 10 Fr
96820-012	Bio-Medicus® Pediatric Arterial Cannula and Obturator, 12 Fr
96820-014	Bio-Medicus® Pediatric Arterial Cannula and Obturator, 14 Fr
96570-015	Bio-Medicus® One-Piece Femoral Arterial Cannula, 15 Fr
96570-017	Bio-Medicus® One-Piece Femoral Arterial Cannula, 17 Fr
96570-019	Bio-Medicus® One-Piece Femoral Arterial Cannula, 19 Fr
96570-021	Bio-Medicus® One-Piece Femoral Arterial Cannula, 21 Fr



FICHA TÉCNICA
BIO-MEDICUS ONE PIECE
FEMORAL ARTERIAL
CANNULAE
MEDTRONIC

LAT-CO-SH-0043-R1

Página 3 de 3

3. Descripción del Producto

Indicaciones de Uso

Las cánulas son usadas en vasos u órganos con un equipo extracorpóreo y sus accesorios. El introductor de la cánula facilita la correcta inserción y ubicación de la cánula de tamaño apropiado dentro del vaso en un bypass pulmonar.

DESCRIPCIÓN

Estas cánulas pediátricas y para adultos de una pieza, con pliegues y cuerpo bobinado. Los tamaños pediátricos han sido biselados mientras que las cánulas para adultos tienen puntas multipuertos. Esta construcción permite tener un flujo alto con mínima diferencia de presión. Un introductor a lo largo con marcadores profundos para facilitar el posicionamiento de la cánula. Las Cánulas Bio-Medicus® están disponibles con Carmeda BioActive con revestimiento.

NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL INSERTO DEL PRODUCTO

Originado por: Nombre: Juan Zea Cargo: Product Specialist	Fecha: 21-04- 2014	Aprobado por: Nombre: Juan Bolaños Cargo: Quality and Regulatory Affairs Manager	Fecha: 09-12-2019
Revisado por: Nombre: Paula Escobar Cargo: Regulatory Affairs Specialist	Fecha: 08-12- 2019		