Medtronic

FICHA TECNICA

LAT-CO-RCS-0003-R0

CATÉTER MAHURKAR NO TUNELIZADO DOBLE LUMEN

Página 1 de 2

1. Información General



Catéteres para Producto (Según Registro Sanitario) hemodiálisis y accesorios

Mahurkar, Mahurkar Maxid, Palindrome, Quinton

Permcath, Kendall

Nombre Comercial Catéter Mahurkar 11.5 Fr.

Marcas

Fabricante Legal

Número de Registro Sanitario

Fecha de expiración del Registro Sanitario

Clasificación del riesgo

Código GMDN

Covidien

Covidien Llc. - USA

INVIMA 2019DM-0003614-R1

29 de Julio 2029

Ш

42452

2. Especificaciones

Composición Conectores Ultem, extensiones de silicona con

marquillas a laser, cuerpo del catéter en

poliuretano.

Presentación Comercial Catéter y Accesorios En Kit. Caja Por 5 Kits.

Condiciones de Almacenamiento Almacenar en lugar fresco, Mantener alejado de la

luz solar

Esterilizados con Óxido de Etileno Método de esterilización

Vida Útil 5 años

Referencias

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACCESORIOS
8813817009	Kit catéter doble lumen extensiones curvas 11.5 Fr x 13.5 cm.	Aguja introductora 18G, guía metálica 0.038", dilatador 12 Fr, apósito Telfa, 2 tapas protectoras
8830415003	Kit catéter doble lumen extensiones	Aguja introductora 18G, guía

Medtronic

FICHA TECNICA

LAT-CO-RCS-0003-R0

CATÉTER MAHURKAR NO TUNELIZADO DOBLE LUMEN

Página 2 de 2

	curvas 11.5 Fr x 16 cm.	metálica 0.038", dilatador 12 Fr, apósito Telfa, 2 tapas protectoras
8813793009	Kit catéter doble lumen extensiones rectas 11.5 Fr x 19.5 cm.	Aguja introductora 18G, guía metálica 0.038", dilatador 12 Fr, apósito Telfa, 2 tapas protectoras

3. Descripción del Producto			
Indicaciones de Uso	Empleado para hemodiálisis aguda.		
	Catéter Mahurkar no tunelizado con French de 11.5, permitiendo constantes flujos, orificios laterales de corte laser que disminuye la posibilidad de trombosis		
	del catéter.		

CARACTERÍSTICAS

Catéter vascular temporal doble lumen con extensiones curvas y rectas.

- Poliuretano.
- Radiopaco.
- Termosensible.
- Fr. de 11.5 Fr
- Extensiones curvas de silicona.
- Presillas de línea duraderas.
- Ranura transversa en cada luz 1 arterial y 1 venoso; hendiduras con corte Láser.
- Alas para suturas transparentes.
- Volúmenes de base impresos.
- Disponible en kit.

NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL INSERTO DEL PRODUCTO

Originado por:	Fecha:	Aprobado por:	Fecha:
Nombre: Marly López Villanueva	10-Oct-		10-Oct-16
Cargo: Regulatory Affairs Specialist	16	Nombre: Natalia Valbuena Tovar	
Revisado por:	Fecha:	Cargo: Regulatory Affairs Sr.	
Nombre: Yenny Carrillo Abella	10-Oct-	Manager Latinoamerica	
Cargo: Product Specialist Renal Care Solutions	16		