

Endo Shears

Página 1 de 2

1. Información General



Producto (Según Registro Sanitario)	Instrumental Quirurgico - Covidien
Nombre Comercial	Endo Shears
Marcas	Covidien
Fabricante Legal	Covidien LLC, USA
Número de Registro Sanitario	INVIMA 2014DM-0012060
Fecha de expiración del Registro Sanitario	05 de Noviembre 2024
Clasificación del riesgo	IIA
Código GMDN	38817

2. Especificaciones

Composición	Titanio Policarbonato, Acrilo, Nitrilo, Butadieno, Estireno, Nylon, Goma, Acero Inoxidable, Polímero de Eftalamina, Aluminio
Presentación Comercial	Unidad
Condiciones de Almacenamiento	
Método de esterilización	
Vida Útil	5 Años
Referencias	

Referencia	Descripción
176643	Endo Shears Auto Suture Shears 5mm
174301	Endo Mini-Shears Auto Suture Shears 5mm
174501	Endo Shears Auto Suture Shears 5mm Short
174601	Endo Shears Auto Suture Shears 5mm Long

3. Descripción del Producto

Indicaciones de Uso	La tijera Endo Shears es un instrumento articulable desechable utilizado en procedimientos para cirugía mínimamente invasiva, y su función específica es la movilización y transección de tejidos.
---------------------	--

DESCRIPCIÓN

Instrumento diseñado para proporcionar un corte preciso y hemostático.

Descripción Técnica

- Mango con pin para adaptar sistema de electrocauterio en modo monopolar.
- Mango Ergonómico.
- Eje rotable de 360°.
- Diámetro de 5 mm.
- Longitud aproximada de 31 cms.
- Hojas de la tijera fabricadas en acero inoxidable, poseen un borde curvo y cortante de 16 mm de longitud y su apertura máxima es de 8 mm.
- Código de Color Universal Gris.
- Desechable.

NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL INSERTO DEL PRODUCTO

Originado por: Nombre: Martha L. Morales T. Cargo: Assoc. Regulatory Affairs Specialist Regulatory Affairs	Fecha: 30-Oct-17	Aprobado por: Nombre: Juan Harriet Bolaños R. Cargo: Sr. Regulatory Affairs Supervisor Regulatory Affairs	Fecha: 30-Oct-17
Revisado por: Nombre: Andres Leonardo Velez Moreno Cargo: Product Specialist A&I Andean Region MITG Group	Fecha: 30-Oct-17		